

### INSTRUCTIONS - PipeP Kit

Respiratory exercise system for inspiration and/or for expiration.  
 Equipped with one main connector, manometer connector and with 8 color coded resistors.  
 Resistor hole diameter: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm.



CODE	DESCRIPTION
KM- 803	PipeP Kit

1. Remove the product from the package and check its components and integrity.
2. The main connector **A** is equipped with two valves, IN and OUT. The arrow indicates the direction of the airflow. For inspiration exercises, place a resistor in the IN side of the main connector as shown by **B**, while for expiration exercises, place a resistor in the OUT side of the connector. The diameter of the resistor is indicated on each color-coded resistor piece.
3. Use port **C** to attach the PIPEP to the face mask. The face mask is the interface between the patient and the respiratory exerciser.
4. Make sure that all connections are tight.

**WARNING:** This is a single-patient product. Do not swallow. **NON CONDUCTIVE PRODUCT. NON STERILE. LATEX FREE.**  
**CLEANING AND DISINFECTING:** Use a non aggressive detergent solution. Do not sterilize and do not use with more than one patient.  
 After the recommended period of use, discard the product according to normal procedures.  
**CAUTION:** The use of this device must be by or on order of a qualified physician. The patient must monitored at all times.

U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician



KOO (Shanghai) Industries Co., Ltd 100 Zhongde Road, Songjiang, Shanghai 201614, P.R.CHINA  
 Production site:KOO MEDICAL EQUIPMENT (Shanghai) Co., Ltd., 1 Songjiang Industrial Park, Songjiang Shanghai, 201613 P.R. CHINA

Koo Europe S.r.l., Via della Praia 12/D, 10090 Buttigliera Alta (TO) - ITALY

Distributed in Asia Pacific by: Koo Asia Ltd, Unit 23, 9<sup>th</sup> Floor Goodwill Ind. Building No. 36-44, Pak Tin Pa Street, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong  
 Made in CHINA



### INSTRUKTION - PipeP Kit

Andningsträningsystem för inandning och/eller för utandning.  
 Utrustad med ett ventilsystem, manometerkoppling och med 8 färgkodade motstånd.  
 Motstånd håldiameter: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm.



ART.NR	BESKRIVNING
KM- 803	PipeP Kit

1. Ta ut produkten ur förpackningen och kontrollera dess komponenter och att det är komplett.
2. Ventilsystem **A** är försedd med två ventiler, IN och UT. Pilen anger riktningen för luftflödet. För inandningsövningar placeras ett motstånd i IN-sidan av ventilsystemet som visas av **B**, medan den för utandningsövningar placeras ett motstånd i UT-sidan av kontakten. Diametern på motståndet visas på varje färgkodad motståndsnippel.
3. Använd port **C** för att fästa PIPEP till ansiktsmasken. Ansiktsmasken är gränssnittet mellan patienten och andningstränaren.
4. Se till att alla anslutningar är täta.

**WARNING:** DETTA ÄR EN ENPATIENTSPRODUKT. SVÄLJ INTE. ICKE LEDANDE PRODUKT. EJ STERIL. LATEXFRIL.  
**RENGÖRING OCH DESINFICERING:** ANVÄND ETT ICKE AGGRESSIVT RENGÖRINGSMEDEL. STERILISERA INTE OCH ANVÄND INTE TILL MER ÄN EN PATIENT.  
 EFTER DEN REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSTIDEN, KASSERA PRODUKTEN ENLIGT NORMALA RUTINER.  
**WARNING:** ANVÄNDNING AV DENNA ENHET MÅSTE VARA AV ELLER PÅ ORDER AV EN KVALIFICERAD LÄKARE. PATIENTEN MÅSTE ÖVERVAKAS VID ALLA TIDPUNKTER.



KOO (Shanghai) Industries Co., Ltd 100 Zhongde Road, Songjiang, Shanghai 201614, KINA  
 Produktionsanläggning: KOO MEDICINSK UTRUSTNING (Shanghai) Co. Ltd, 1 Songjiang Industrial Park, Songjiang Shanghai, 201613 Folkrepubliken KINA  
 Koo Europe Srl, Via della Praia 12 / D, 10090 Buttigliera Alta (TO) - ITALIEN  
 Distribution i Asien och still Havsområdet: Koo Asia Ltd, Unit 23, 9 tr Goodwill Ind Building No 36-44, Pak Tin Pa Street, Tsuen Wan, NT Hongkong  
 Tillverkad i Kina

