

## Dispos-A-Glove®

Syntetisk, steril undersökningshandske

Tryckdatum 16-01-2014

### PRODUKTBESKRIVNING

<b>Material</b>	Etylenvinylacetatfilm
<b>Färg</b>	Genomskinlig
<b>Form</b>	Kan användas på båda händerna
<b>Krage</b>	Krage utan rullad kant, lös passform
<b>Utsida</b>	Slät
<b>Insida</b>	Slät

### FYSISKA EGENSKAPER

<b>Tjocklek</b> (engångshandske)	Finger	0,030
	Handflata	0,030
Typiska genomsnittliga värden (mm)	Krage	0,030
<b>Minimilängd (mm)</b>	273	
<b>Styrka</b> (medelvärden)	Före åldrande	Efter åldrande
<b>Brottöjning (%)</b>	520	400
<b>Brottkraft (N)</b>	2	1,6

### FÖRPACKNING OCH LAGRING

<b>Förpackning</b>	14 x 100 stycken / 1400 stycken per kartong eller 14 x 50 par / 700 par per kartong
<b>Hållbarhet</b>	3 år
<b>Förvaringsanvisningar</b>	Undvik direkt solljus. Förvaras på en sval och torr plats. Förvaras på avstånd från ozon- och gnistkällor.

### PRODUKTREFERENSER

<b>Storlek/artikelnummer</b>	100 stycken	50 par
<b>small</b>	MDG601	<b>small</b> MDG651
<b>medium</b>	MDG701	<b>medium</b> MDG751
<b>large</b>	MDG801	<b>large</b> MDG851

### VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖDELAR

- God taktil känslighet
- Latexfri
- Minimerar risken för typ IV-allergi
- Förebygger typ I-allergi
- Steril

### TILLVERKNINGS- OCH SÄKERHETSSTANDARDER

<b>AQL (knappnålsstora hål)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vattenläcketestetad</li> <li>• Följer europeisk norm EN 455-1: inspektionsnivå I AQL 1,5</li> </ul>
<b>Proteininnehåll</b>	Ej tillämpligt: innehåller ingen naturgummilatex
<b>Primär hudirritation</b>	Bedöms vara försumbart irriterande enligt ISO 10993-10
<b>Hudsensibilisering</b>	Inga tecken på fördröjd kontaktsensibilisering av huden enligt ISO 10993-10
<b>Viruspenetration</b>	Klarar ASTM F-1671 med PhiX174
<b>Sterilisering</b>	Minst 20 kGy gammastrålning
<b>CE-märkning</b>	Medicinteknisk enhet: klass I steril
<b>Överensstämmelse med produktstandarder</b>	EN 455 delar 1, 3
<b>Tillverkningsstandarder</b>	EN 556 ISO 11137-1 ISO 13485
<b>Registeringsmyndighet</b>	British Standards Institution (0086): MD

### SYMBOLER

