

MICRO-TOUCH®

Undersökningshandske

TEKNISKT DATABLAD

MICRO-TOUCH® Coated

Puderfri, osteril undersökningshandske av naturlatex

Tryckdatum 16-01-2014

PRODUKTBESKRIVNING

Material	Naturgummilatex
Färg	Beige
Form	Kan användas på båda händerna
Krage	Med rullad kant
Utsida	Texturerade fingrar med polyakrylatbeläggning
Insida	Lätt klorerade, polyakrylatbelagda

FYSISKA EGENSKAPER

Tjocklek (engångshandske)	Finger	0,150
	Handflata	0,130
Typiska genomsnittliga värden (mm)	Krage	0,110
Minimilängd (mm)	245	
Styrka (medelvärden)	Före åldrande	Efter åldrande
Brottöjning (%)	715	620
Brottkraft (N)	10,1	8,3

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Förpackning	10 x 100 / 1000 per kartong, 10 x 80 / 800 per kartong (storlek:x-large)
Hållbarhet	3 år
Förvaringsanvisningar	Undvik direkt solljus. Förvaras på en sval och torr plats. Förvaras på avstånd från ozon- och gnistkällor.

PRODUKTREFERENSER

Storlek/artikelnnummer	x-small	553301	small	553302
	medium	553303	large	553304
	x-large	553305		

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Lätt att ta på
- Utmärkt komfort och känslighet
- Hög säkerhetsnivå och låg risk för allergier

TILLVERKNINGS- OCH SÄKERHETSSTANDARDER

AQL (knappnålsstora hål)	<ul style="list-style-type: none">• Vattenläckagetestad• Följer europeisk norm EN 455-1: inspektionsnivå I AQL 1,5
Proteininnehåll	Mycket låg nivå: typiska resultat <30 µg/g för Modified Lowry och HLPC (EN 455-3)
Pyrogenicitet	Avsaknad av pyrogener enligt ISO 10993-11
Primär hudirritation	Bedöms vara försumbart irriterande enligt ISO 10993-10
Hudsensibilisering	Inga tecken på fördröjd kontaktsensibilisering av huden enligt ISO 10993-10
Viruspenetration	<ul style="list-style-type: none">• Klarar Ansell's dynamiska AVPP-testning• Klarar ASTM F-1671 med PhiX174
Sterilisering	Ej tillämpligt
CE-märkning	Medicinteknisk enhet: klass I Personlig skyddsutrustning: kategori III
Överensstämmelse med produktstandarder	EN 455 delar 1, 2, 3, 4 EN 374 delar 1, 2, 3 EN 420
Tillverkningsstandarder	ISO 13485 ISO 9001
Registeringsmyndighet	Centexbel (0493): PPE

SYMBOLER



EN374 EN374

Följ bruksanvisningen.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu