



PRODUKTNUMMER

2200
2200-L
2204

Steril (hållbarhet 3 år)

AVSEDD ANVÄNDNING

Change-A-Blade[®] är en säkerhetsskalpell för engångsbruk som är konstruerad för att användas med en rad olika skalpellblad (rostfritt stål eller kolstål) – blad nr 10, 11 och 15 (på handtag nr 3 och 3L) och blad nr 20, 22, 23, och 24 (på handtag nr 4). Den färgade skyddshylsan är avsedd att skydda mot stick- och skårskador när man räcker över eller kasserar skalpellen.

TIME OUT[®]-hylsan används som en påminnelse att följa riktlinjerna från The Joint Commission och Världshälsorganisationen i fråga om att förebygga ingrepp på fel patient, av fel typ och på fel plats.

CE-MÄRKT

- CE-klassificering: Klass I steril
- Anmält organ: TÜV Rheinland CE 0197 (Technical Inspections Organization)
- Europeisk behörig representant: Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH Haag, Nederländerna

MATERIAL

Plasthandtag: ABS
Plasthylsa: PBT
Bladinsats och tyngd: 17-4 rostfritt stål
Metalltyngd: stål
TIME OUT[®]-hylsa: papper

MÅTT

- Säkerhetshandtag 2200: 5.5 L x 0.25 W x 0.75 H inches (14 L x 0,6 B x 1,9 H cm)
- Säkerhetshandtag 2200-L: 9" L x 0.6" W x 0.3" H (~22,9 L x 1,5 B x 0,8 H cm)
- Säkerhetshandtag 2204: 6.25" L x 0.32" W x 0.80" H (15,9 L x 0,8 B x 2 H cm)
- TIME OUT[®]-hylsa (handtag nr 3 och 3L): 3.25 L x 0.2 W x 0.6 H inches (8,3 L x 0,5 B x 1,5 H cm)
- TIME OUT[®]-hylsa (handtag nr 4): 3.62 L x 0.36 W x 0.8 H inches (~ 9,2 L x 0,9 B x 2,0 H cm)

VIKT

- Säkerhetshandtag 2200: ~0.9 ounce (~27 g)
- Säkerhetshandtag 2200-L: ~0.93 ounce (~27 g)
- Säkerhetshandtag 2204: ~1.22 ounces (~35 g)
- TIME OUT[®]-hylsa (handtag nr 3 och 3L): ~0.04 ounce (1,1 g)
- TIME OUT[®]-hylsa (handtag nr 4): ~0.07 ounce (~2 g)

SPÅRBAR TILLVERKNING

Ja

ÅTERANVÄNDBAR

Avsedd för engångsbruk. Endast för engångsbruk.

RENGÖRING

Ej tillämpligt

STERILISERINGSMETOD

Gammastrålning

OMSTERILISERING

Ej tillämpligt

PATENT NUMMER

- USA D568,475S (Change-A-Blade[®] – metallhals)
- Internationellt 000800735-001 (Change-A-Blade[®] – metallhals)
- USA-registrerat varumärke nr 3 893 720 (Change-A-Blade[®])
- USA-registrerat varumärke nr 2 966 022 (TIME OUT[®])
- EU-registrerat varumärke nr 008277469 (TIME OUT[®])
- US D542,415 (TIME OUT SleeveTM)

FÖRPACKNING

	Typ	Bladstorlekar	Förpackning	Antal/kartong
2200	Handtag nr 3	nr 10, 11, 15	12/ask 4 askar/kartong	48
	Handtag nr 3-Long		12/ask 2 askar/kartong	24
2204	Handtag nr 4	nr 20, 22, 23, 24	12/ask 4 askar/kartong	48

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service: +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-Mail: info@ansell.eu

