



PRODUKTNUMMER

2210-N
2211-N
2215-N
2220-N

Steril (hållbarhet 3 år)

AVSEDD ANVÄNDNING

Säkerhetsskalpell med vikt (Weighted Safety Scalpel™) är en säkerhetsskalpell för engångsbruk som finns att få med bladstorlekarna 10, 11, 15 och 20. Den färgade hylsan är avsedd att skydda mot stick- och skärskador när man räcker över eller kasserar skalpellen.

TIME OUT®-hylsan används som en påminnelse om att följa riktlinjerna från The Joint Commission och Världshälsoorganisationen i fråga om att förebygga ingrepp på fel patient, av fel typ och på fel plats.

CE-MÄRKT

- CE-klassificering: Klass I steril
- Anmält organ: TÜV Rheinland CE 0197 (Technical Inspections Organization)
- Europeisk behörig representant: Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH Haag, Nederländerna

MATERIAL

Plasthandtag: ABS
Plasthylsa: PBT
Bladinsats och tyngd: 17-4 rostfritt stål
Metalltyngd: stål
TIME OUT®-hylsa: papper

MÅTT

- Säkerhetsskalpell 2210-N, 2211-N, 2215-N: 6.5" L x 0.6" W x 0.3" H (~16,5 L x 1,5 B x 0,8 H cm)
- TIME OUT®-hylsa: 3.25" L x 0.2" W x 0.6" H (8,3 L x 0,5 B x 1,5 H cm)
- Säkerhetsskalpell 2220-N: 6.5" L x 0.64" W x 0.26" H (~16,5 L x 1,6 B x 0,7 H cm)
- TIME OUT®-hylsa: 3.75" L x 0.65" W x 0.31" H (9,5 L x 1,7 B x 0,8 H cm)

VIKT

- Säkerhetsskalpell 2210-N, 2211-N, 2215-N: 0.94 ounce (~27 g)
- TIME OUT®-hylsa: 0.04 ounce (~1 g)
- Säkerhetsskalpell 2220-N: 1.16 ounces (~33 g)
- TIME OUT®-hylsa: 0.05 ounce (~1 g)

SPÅRBAR TILLVERKNING

Ja

ÅTERANVÄNDBAR

Avsedd för engångsbruk. Endast för engångsbruk.

RENGÖRING

Ej tillämpligt

STERILISERINGSMETOD

Gammastrålning

OMSTERILISERING

Ej tillämpligt

PATENT NUMMER

- USA-registrerat varumärke nr 2 966 022 (TIME OUT®)
- EU-registrerat varumärke nr 008277469 (TIME OUT®)
- US D542 415 (TIME OUT Sleeve™)

FÖRPACKNING

	Hylsans färg	Bladstorlek	Förpackning	Antal/kartong
2210-N	Orange	nr 10	12/ask 8 askar/kartong	96
2211-N	Blå	nr 11	12/ask 8 askar/kartong	96
2215-N	Gul	nr 15	12/ask 8 askar/kartong	96
2220-N	Orange	nr 20	12/ask 4 askar/kartong	48

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service: +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu E-Mail: info@ansell.eu

