

ENCORE® Ultra

Puderfri, steril operationshandske av neopren

Data wydania 04-09-2014

PRODUKTBESKRIVNING

| | |
|----------|----------------------------------------------------------|
| Material | Neopren |
| Färg | Cream |
| Form | Anatomisk |
| Krage | SureFit™ technology: Rullad krage med självhäftande band |
| Utsida | Mikrotexturerad, klorerad och silikoniserad |
| Insida | Polyuretanbelagd och silikoniserad |

FYSISKA EGENSKAPER

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Tjocklek (engångshandske) Typiska genomsnittliga värden (mm) | Finger | 0,150 |
| | Handflata | 0,140 |
| | Krage | 0,140 |
| Minimilängd (mm) | 300 | |
| Styrka (medelvärden) | Före åldrande | Efter åldrande |
| Brottöjning (%) | 1077 | 845 |
| Brottkraft (N) | 10 | 11 |

FÖRPACKNING OCH LAGRING

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förpackning | 4 x 50 par / 200 par per kartong |
| Hållbarhet | 3 år |
| Förvaringsanvisningar | Undvik direkt solljus. Förvaras på en sval och torr plats. Förvaras på avstånd från ozon- och gnistkällor. |

PRODUKTREFERENSER

| | | | | |
|-----------------------|-----|--------|---|--------|
| Storlek/artikelnummer | 5.5 | 353311 | 6 | 353312 |
| | 6.5 | 353313 | 7 | 353314 |
| | 7.5 | 353315 | 8 | 353316 |
| | 8.5 | 353317 | 9 | 353318 |

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Fri från kemiska accelerators för att minimera risken för typ IV-allergier
- Fri från naturgummilatex för att förebygga typ I-allergier
- God kemisk resistens
- Ny SENSOPRENE®-sammansättning för maximal känslighet och komfort

TILLVERKNINGS- OCH SÄKERHETSSTANDARDER

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AQL (knappnålsstora hål) | <ul style="list-style-type: none"> • Vattenläcketestetad • Följer europeisk norm EN 455-1: inspektionsnivå I AQL 1,5 • Slututgåva för tillverkning: inspektionsnivå I AQL 1,0 • Kontroll under produktionsprocess före packning: inspektionsnivå I AQL 1,0 |
| Proteininnehåll | Ej tillämpligt: innehåller ingen naturgummilatex |
| Primär hudirritation | Bedöms inte vara primärt irriterande enligt FHSA-riktlinjerna 16 CFR 1500 |
| Hudsensibilisering | Inga tecken på fördröjd kontaktsensibilisering av huden enligt ISO 10993-10 |
| Viruspenetration | Klarar ASTM F-1671 med PhiX174 |
| Cytostatikapenetration | Genombrottsstider enligt ASTM D6978 finns tillgängliga |
| Sterilisering | 25 kGy gammastrålning |
| CE-märkning | Medicinteknisk enhet: klass IIa |
| Överensstämmelse med produktstandarder | EN 455 delar 1, 2, 3, 4 |
| Tillverkningsstandarder | EN 556 ISO 11137-1 ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001 |
| Registeringsmyndighet | British Standards Institution (0086): MD |

SYMBOLER

