



MICRO-TOUCH® COATED

ENKEL PÅTAGNING OCH MAXIMAL KOMFORT.

Tack vare en innerbeläggning av polyakrylat som garanterar snabb och enkel påtagning är Ansell's belagda MICRO-TOUCH® Coated handskar idealiska användare som snabbt och ofta måste byta handskar.

Handskarna är mycket bekväma och finns i fem olika storlekar för en perfekt passform.

Denna undersökningshandske är CE-märkt som medicinteknisk enhet klass I och är dessutom certifierad och CE-märkt som personlig skyddsutrustning kategori III, vilket garanterar en jämn kvalitet för en lång rad tillämpningar.

Latexsammansättningen den optimerade filmtjockleken ger hög elasticitet, flexibilitet och känslighet.

Omfattande urlakningsfaser och tvättcykler efter tillverkningen säkerställer att handsken har ett mycket lågt innehåll av restproteiner. Detta, tillsammans med det faktum att den är puderfri, minskar signifikant risken för typ I-allergier. Dessutom gör den låga halten av restprocesskemikalier och frånvaron av tiuramer att risken för typ IV-allergier minimeras.

Med en låg allergiprofil är den belagda MICRO-TOUCH® Coated-handsken det praktiska valet för vårdpersonal som vill gå över till eller bibehålla en puderfri miljö.

PRODUKTBESKRIVNING

Material	Naturgummilatex
Färg	Beige
Form	Kan användas på båda händerna
Krage	Med rullad kant
Utsida	Texturerade fingrar med polyakrylatbeläggning
Insida	Lätt klorerade, polyakrylatbelagda

STORLEK/ARTIKELNUMMER

x-small	553301	small	553302
medium	553303	large	553304
x-large	553305		

MICRO-TOUCH®-handskarna är utformade och konstruerade för en rad olika grupper av sjukhuspersonal, akutsjukvårdare och personal på vårdcentraler samt personal hos privata vårdgivare som behöver skyddet från undersökningshandskar för de olika situationer som de står inför varje dag. MICRO-TOUCH®-handskarna ger användarna det handskydd de behöver för att tryggt och professionellt kunna utföra sitt arbete.

Puderfri, osteril undersökningshandske av naturlatex

MD klass I och PPE kat. III
 Registreringsmyndighet: Centexbel (0493): PPE
 Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten. Endast för engångsbruk. Denna produkt innehåller naturgummilatex som kan utlösa allergiska processer, däribland anafylaktiska reaktioner.

Ref-10701-20150126

Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över 13 000 anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar för industri och sjukvård samt i kategorin sexuell hälsa över hela världen. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), Specialty Markets (specialmarknader), samt Sexual Wellness (sexuell hälsa). Information om Ansell och Ansell's produkter finns på www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu