



## MICRO-TOUCH® NITRA-TEX® EP™

### ALLERGIPREVENTION I KOMBINATION MED UTMÄRKT BARRIÄRSKYDD OCH KEMIKALIEBESTÄNDIGHET.

Idag är sjukvårdspersonal mycket medvetna om risken för typ I-allergier till följd av exponering för latex.

Ansell's MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™-handskar är tillverkade av 100 % nitril samt är latex- och puderfria. Dessutom ger den 100 % tiuramfria sammansättningen och avsaknaden av kemikalier en signifikant minskad risk för typ IV-allergier.

Nitrilhandskar är starkare än vinylhandskar och de flesta latexhandskar. MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ har exceptionellt goda fysikaliska egenskaper och en hög motståndskraft mot ett stort antal kemiska produkter, inklusive cytostatika.

Kloreringen av handskens innerbeläggning gör påtagningen enkel samtidigt som frånvaron av puder avsevärt minskar risken för nötning av huden. Mikrogreppmönstret på fingrarna ger ett bra grepp för instrument. Handskarna är också lämpliga för kontakt med livsmedel.

Kombinationen av enkel påtagning, hög komfort och säkert grepp gör MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® och MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ till det optimala valet för många sjukvårdsanställda.

MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ med sin utökade längd på 300 mm ger ett ännu bättre skydd.

Denna undersökningshandske är CE-märkt som medicinteknisk enhet klass I och är dessutom certifierad och CE-märkt som personlig skyddsutrustning kategori III, vilket garanterar en jämn kvalitet för en lång rad tillämpningar.

### PRODUKTBESKRIVNING

Material	Nitril
Färg	Ljusblå
Form	Kan användas på båda händerna
Krage	Med rullad kant
Utsida	Texturerad
Insida	Klorerad

### STORLEK/ARTIKELNUMMER

<b>x-small</b>	700121	<b>small</b>	700122
<b>medium</b>	700123	<b>large</b>	700124
<b>x-large</b>	700125		

MICRO-TOUCH®-handskarna är utformade och konstruerade för en rad olika grupper av sjukhuspersonal, akutsjukvårdare och personal på vårdcentraler samt personal hos privata vårdgivare som behöver skyddet från undersökningshandskar för de olika situationer som de står inför varje dag. MICRO-TOUCH®-handskarna ger användarna det handskydd de behöver för att tryggt och professionellt kunna utföra sitt arbete.

### Puderfri, osteril undersökningshandske av nitril

MD klass I och PPE kat. III  
 Registreringsmyndighet: Centexbel (0493): PPE  
 Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten. Endast för engångsbruk.

Ref-10721-20150126

Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över 13 000 anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar för industri och sjukvård samt i kategorin sexuell hälsa över hela världen. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), Specialty Markets (specialmarknader), samt Sexual Wellness (sexuell hälsa). Information om Ansell och Ansell's produkter finns på [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu).

#### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)