



MICRO-TOUCH® NITRILE ACCELERATOR-FREE

EN UNIK KOMBINATION AV BARRIÄRSKYDD, ALLERGIPREVENTION OCH KOMFORT.

Idag är sjukvårdspersonal mycket medvetna om risken för typ I-allergier till följd av exponering för latex.

Ansells MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free-handskar är tillverkade av 100 % nitril, innehåller ingen latex och är puderfria. Dessutom ger den fullständiga frånvaron av vulkningsacceleratorer, däribland tiuramer, en signifikant minskad risk för typ IV-allergier.

MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free-handskarna ger ett effektivt barriärskydd mot punktering och en lång rad kemikalier.

MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free är en tunn handske med en komfort som är jämförbar med latex. Det "termoelastiska" materialet anpassar sig efter formen på handen och ger ännu högre komfort.

Kloreringen av handskens insida gör påtagningen enkel samtidigt som frånvaron av puder avsevärt minskar risken för nötning av huden. Mikrogreppmönstret på fingrarna ger ett bra grepp för instrument. Den indigoblå färgen gör produkten enkel att identifiera.

Kombinationen av enkel påtagning, hög komfort och säkert grepp gör MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free till det optimala valet för många sjukvårdsanställda.

PRODUKTBESKRIVNING

Material	Nitril
Färg	Indigo
Form	Kan användas på båda händerna
Krage	Med rullad kant
Utsida	Texturerad
Insida	Klorerad

STORLEK/ARTIKELNUMMER

x-small	700101	small	700102
medium	700103	large	700104
x-large	700105		

MICRO-TOUCH®-handskarna är utformade och konstruerade för en rad olika grupper av sjukhuspersonal, akutsjukvårdare och personal på vårdcentraler samt personal hos privata vårdgivare som behöver skyddet från undersökningshandskar för de olika situationer som de står inför varje dag. MICRO-TOUCH®-handskarna ger användarna det handskydd de behöver för att tryggt och professionellt kunna utföra sitt arbete.

Puderfri, osteril undersökningshandske av nitril

MD klass I
Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten. Endast för engångsbruk.

Ref-10731-20150126

Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över 13 000 anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar för industri och sjukvård samt i kategorin sexuell hälsa över hela världen. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), Specialty Markets (specialmarknader), samt Sexual Wellness (sexuell hälsa). Information om Ansell och Ansells produkter finns på www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu