

Neox™ Safety Scalpel

Data wydania 18-02-2016

AVSEDD ANVÄNDNING

Neox™ säkerhetsskalpell är en engångs säkerhetsskalpell för operativa ingrepp som finns i 7 olika bladstorlekar: nr 10, 11, 12 och 15 samt speciellt blad (handtag nr 3) nr 20, nr 21, nr 22, nr 23, nr 24, nr 25 (Handtag nr 4). Den färgade hylsan är avsedd att skydda mot stick- och skärskador när man räcker över eller bortskaffar skalpellen.

MATERIAL

Plasthandtag: PC/ABS
Plasthylsa: polykarbonat
Blad: rostfritt stål (BS5194: 1992)

FÖRPACKNING

Hylsans färg	Typ	Förpackning	Antal/kartong
2510-K Transparent	Handtag nr 3	10/ask, 10 askar/kartong	100
2511-K Transparent	Handtag nr 3	10/ask, 10 askar/kartong	100
2512-K Transparent	Handtag nr 3	10/ask, 10 askar/kartong	100
2515-K Transparent	Handtag nr 3	10/ask, 10 askar/kartong	100
2520-K Transparent	Handtag nr 4	10/ask, 10 askar/kartong	100
2521-K Transparent	Handtag nr 4	10/ask, 10 askar/kartong	100
2522-K Transparent	Handtag nr 4	10/ask, 10 askar/kartong	100
2523-K Transparent	Handtag nr 4	10/ask, 10 askar/kartong	100
2524-K Transparent	Handtag nr 4	10/ask, 10 askar/kartong	100
2525-K Transparent	Handtag nr 4	10/ask, 10 askar/kartong	100
25SC-K Transparent	Handtag nr 3	10/ask, 10 askar/kartong	100

VIKT

- Säkerhetsskalpell utan vikt, handtag nr 3: 8 g
- Säkerhetsskalpell utan vikt, handtag nr 4: 11 g

MÅTT

- Säkerhetsskalpell utan vikt, handtag nr 3: 148 L x 16 B x 4 H mm
- Säkerhetsskalpell utan vikt, handtag nr 4: 168 L x 18 B x 5 H mm

PRODUKTNUMMER

2510-K
2511-K
2512-K
2515-K
2520-K
2521-K
2522-K
2523-K
2524-K
2525-K
25SC-K

Steril (hållbarhet 5 år)

SPÅRBAR TILLVERKNING

Ja (partinummer + streckkod)

ÅTERANVÄNDBAR

Avsedd för engångsbruk, Endast för engångsbruk

RENGÖRING

Ej tillämpligt

STERILISERINGSMETOD

Etylenoxid

OMSTERILISERING

Ej tillämpligt

CE-MÄRKT

- CE-klassificering: Klass IIa steril
- Anmält organ: British Standards Institution CE 0086

PATENT NUMMER

US-patent nr 7.087.067

SYMBOLER

