



Z-TRAY™

TILLSAMMANS HÖJER VI STANDARDEN FÖR PERIOPERATIV SÄKERHET

Produkter som skyddar mot stick- och skärskador kan hjälpa sjuksköterskor och operationsteam att undvika skador i operationsalen – i USA inträffar varje år mellan 600 000 och 800 000 stick- och skärskador. Dessa produkter kan också hjälpa sjukhus att följa bestämmelserna i ramavtalet mellan Europeiska federationen för offentliganställdas förbund och Europeiska sammanslutningen av hälso- och sjukvårdsarbetsgivare för att förhindra att arbetstagare drabbas av stick- och skärskador.

Avtalet innefattar ett direktiv till medlemsstaterna att specificera och implementera säkra rutiner för användning och bortskaffande av vassa medicintekniska instrument.

Med SANDEL®-produkterna har vi förutsett dessa säkerhetskrav med ett fullständigt sortiment av utrustning för förebyggande av stick- och skärskador som särskilt har konstruerats för att minska risken för denna typ av skador samt risken för överföring av blodburna patogener.

SANDEL Z-Tray™ är ett enkelt sätt att skydda operationsteamet genom att göra det möjligt att skicka instrument utan beröring.

Genom att använda en bricka för att skicka instrument till och från kirurgen i stället för att räkka dem med händerna minimerar man risken för stick- och skärskador och korskontamination.

- Stark orange färg gör den extra tydlig
- Gör det möjligt att placera och hämta instrument utan beröring så att de kan överlämnas på ett säkert sätt
- Lämplig för många olika skalpeller, handtag och instrument
- Brickan är försedd med klisterremsa så att den kan användas som en fast, neutral zon där vassa föremål kan placeras på ett säkert sätt

MATERIAL

Högdensitetspolyetylen

PRODUKTNUMMER

1145
1145-NS

Steril (hållbarhet 3 år)
Osteril

SANDEL®-produkterna erbjuder medvetna lösningar för sjukvårdspersonal som vill höja säkerhetsstandarden i operationsmiljöer. Utformningen av Sandels säkerhetsprodukter för sjukvården styrs av användarerfarenheter så att de kan bidra till att täppa igen oavsiktliga säkerhetsluckor och ge extra trygghet.

Ej medicinteknisk enhet
Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten.

Ref-10951-20160616

Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över 13 000 anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar för industri och sjukvård samt i kategorin sexuell hälsa över hela världen. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), Specialty Markets (specialmarknader), samt Sexual Wellness (sexuell hälsa). Information om Ansell och Ansell's produkter finns på www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu