



GAMMEX® NON-LATEX PI MICRO

OÖVERTRÄFFAD FUNKTION OCH SKYDD FÖR ALLA HÄNDER

Ansell har förbundit sig att leverera innovativa produkter som bidrar till säkerheten för patienter och sjukvårdspersonal i hela den perioperativa miljön – före, under och efter operationen.

På grund av den stora förekomsten av latexallergier och kemiska allergier har vi fokuserat på att utveckla innovativa produkter med nya latexfria material och tekniker för att ge dig den naturliga passform och komfort som du uppskattar hos GAMMEX®-handskarna.

Produktlinjen GAMMEX® Non-Latex är ett mycket komplett sortiment av alternativ utan latex med ett avancerat skydd mot kemiska allergiska reaktioner för sjukvårdspersonal.

GAMMEX® Non-Latex PI Micro är ett DPG-fritt polyisoprenalternativ för vårdpersonal som lider av latexallergier och kemiska allergier orsakade av DPG.

En tunnare, latexfri och DPG-fri handske för känsliga procedurer vid plastikkirurgi samt oftalmisk, neurologisk, kardiovaskulär och rekonstruktiv kirurgi.

Den vita färgen gör den idealisk som en icke-latexlösning för dubbla handskar tillsammans med den gröna GAMMEX® Non-Latex PI Underglove.

PRODUKTBESKRIVNING

Material	Syntetisk polyisopren
Färg	Vit
Form	Anatomisk
Krage	Rullad krage med självhäftande band
Utsida	Mikrotexturerad, klorerad och silikoniserad
Insida	Polyuretanbelagd och silikoniserad

STORLEK/ARTIKELNUMMER

5.5	340057055	6	340057060
6.5	340057065	7	340057070
7.5	340057075	8	340057080
8.5	340057085	9	340057090

GAMMEX® är det mest innovativa och tekniskt avancerade sortimentet av operationshandskar som finns och ger kirurger, operationssjuksköterskor, operationstekniker och patienter det aktiva skydd och den överlägsna funktion de behöver. Med det breda utbudet av tillgängliga alternativ erbjuder GAMMEX® operationshandskar högsta tänkbara nivå av anpassat skydd mot yttre påfrestningar, allergiska hudreaktioner samt kontamination av bakterier och virus oberoende av den kirurgiska miljön.

Puderfri, steril operationshandske av syntetisk polyisopren

MD klass IIa och PPE kat. III
 Registreringsmyndighet: British Standards Institution (0086): MD, British Standards Institution (0086): PPE
 Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten. Endast för engångsbruk. Steril, såvida inte förpackningen är öppnad eller skadad.

Ref-22956-20160111

Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över 13 000 anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar för industri och sjukvård samt i kategorin sexuell hälsa över hela världen. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), Specialty Markets (specialmarknader), samt Sexual Wellness (sexuell hälsa). Information om Ansell och Ansell's produkter finns på www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu