

ErgoPlus Anti-Fatigue Mats

Data wydania 15-12-2016

AVSEDD ANVÄNDNING

ErgoPlus ergonomiska mattor är utformade för att minska belastning och anspänning av muskler och leder som uppstår när man står under långa operationer. ErgoPlus-mattorna är vätske- och smutsavvisande.

MATERIAL

Bio-integrallcellplast av polyuretan
Otto Bock Bolasto F280-RH004

FÖRPACKNING OCH LAGRING

	Typ	Förpackning	Antal/kartong
2317-P	Ergonomisk matta	5/kartong	5
2332-P	Ergonomisk matta	4/kartong	4

VIKT

- 2317-P (0,52 kg)
- 2332-P (2,14 kg)

MÅTT

- 2317-P (~ 33 x 43 cm)
- 2332-P (~ 51 x 81 cm)

PRODUKTNUMMER

2317-P
2332-P

Osteril

SPÅRBAR TILLVERKNING

Ja

ÅTERANVÄNDBAR

Ja

RENGÖRING

Rekommendationen är att använda desinfektionsmedel/rengöringsmedel baserade på kvartära ammoniumföreningar (eller annat rengöringsmedel med liknande sammansättning), spädda och dispenserade i enlighet med bruksanvisningen för rengöringsmedlet. ANVÄND INTE fönsterputsmedel, aceton eller alkohol.

STERILISERINGSMETOD

Ej tillämpligt

OMSTERILISERING

Ej tillämpligt

CE-MÄRKT

Ej tillämpligt

SYMBOLER

