



SPECIALKONSTRUERADE
SKALPELLER
FÖREBYGGER SKADOR




ERGONOMISK SÄKERHET PÅ
ARBETSPLATSEN



SKYDD MOT FELAKTIGA
INGREPP

ANSELL,
DET MEST RESPEKTERADE NAMNET INOM
HANDSKYDD, KAN NU ERBJUDA ETT INNOVATIVT
SORTIMENT AV SÄKERHETSUTRUSTNING FÖR
SJUKVÅRDEN




SANDEL

VI PRESENTERAR SANDEL
FÖRVÄNTA DIG DET OVÄNTADE
FÖR PERIOPERATIV SÄKERHET

Ansell



ANSELL INTRODUCERAR SANDEL—
SÄKERHETSUTRUSTNING FÖR SJUKVÅRDEN
SOM FÖRSTÄRKER SKYDDET FÖR
SJUKVÅRDSPERSONAL OCH PATIENTER

TILLSAMMANS HÖJER VI STANDARDEN FÖR PERIOPERATIV SÄKERHET

Ansell, den globala marknadsledaren inom handskydd, utökar nu sitt säkerhetssortiment så att det täcker hela den perioperativa miljön - vilket innefattar situationen före, under och efter operationen. Vi presenterar SANDEL - en komplett familj av säkerhetsprodukter för sjukvården som, tillsammans med sjuksköterskor och operationsteam, särskilt har utformats för att minska riskerna för både patienter och sjukvårdspersonal. Med det nya SANDEL-sortimentet kan Ansell nu erbjuda skyddslösningar som eliminerar, förebygger eller signifikant minskar antalet arbetsplatsolyckor och medföljande skador för sjukhusets totala perioperativa miljö.

De nya SANDEL-produkterna är också utformade för att hjälpa kliniker att efterfölja det nya regelverket från Europeiska Unionen och Världshälsoorganisationen som är avsedda att bidra till att minska antalet skador för sjukvårdspersonal och patienter.

Tack vare ett samarbete med sjuksköterskor, operationsteam och sjukvårdsexperter har vi kunnat identifiera viktiga säkerhetsproblem och fastställa hur standarden på vården kan höjas. De resulterande SANDEL-produkterna har utvecklats för att uppfylla de specifika behoven som identifierats i fråga om säkerhet och ergonomi på ett kostnadseffektivt sätt. Det är vår förhoppning att dessa innovativa säkerhetsprodukter kommer att ge den extra trygghet som all sjukvårdspersonal behöver för att kunna göra sitt allra bästa.



SANDEL-produkterna riktar sig mot **3 viktiga aspekter** av perioperativ säkerhet

Specialkonstruerade skalpeller förebygger skador

Produkter som har utformats för att undvika konsekvenserna av stick- och skärskador hos sjukvårdspersonal

Ergonomisk säkerhet på arbetsplatsen

Produkter som bidrar till att minska arbetsskador på grund av fysisk belastning, överansträngning, halkningar, snubblingar och fall

Skydd mot felaktiga ingrepp

Verktyg som bidrar till att minimera fel vid operationer

SANDEL-produkterna är distinkta med sin starka orangefärg och är lätt igenkännbara.



HJÄLPER TILL ATT ELIMINERA RISKEN FÖR STICK- OCH SKÄRSKADOR

Produkter som skyddar mot stick- och skärskador kan hjälpa sjuksköterskor och operationsteam att undvika skador i operationssalen – i USA inträffar varje år mellan 600 000 och 800 000 stick- och skärskador.¹ Dessa produkter kan också hjälpa sjukhus att följa bestämmelserna i ramavtalet mellan Europeiska federationen för offentliganställdas förbund och Europeiska sammanslutningen av hälso- och sjukvårdsarbetsgivare för att förhindra att arbetstagare drabbas av stick- och skärskador. Avtalet innehåller ett direktiv till medlemsstaterna att specificera och implementera säkerhetsrutiner för användning och bortskaffande av stickande och skärande föremål.²


SANDEL har förutsett detta säkerhetsbehov och svarat med ett fullständigt sortiment av specialkonstruerade produkter som skyddar mot stick- och skärskador och som utformats för att eliminera risken för dessa typer av skador samt potentiellt minska överföringen av blodburna patogener.



CHANGE-A-BLADE®

SANDEL Change-A-Blade® är ett skalpellhandtag för engångsbruk med en inbyggd skyddshylsa. Den unika designen gör att kirurgen kan använda önskat skalpellblad vilket säkerställer komfort, funktion och skydd.

- Är inte i vägen för kirurgens synfält
- Kräver inget byte av kirurgisk teknik
- Viktbalanserad så att det känns som ett traditionellt handtag
- Kan användas av både höger- och vänsterhänta
- Ger möjlighet till flera bladbyten under samma operation
- Finns i handtagsstorlek nr 3 och lång handtagsstorlek nr 3L för användning med skalpellblad i storlekarna 10, 11, 15 eller motsvarande
- Finns i handtagsstorlek nr 4 för användning med skalpellblad i storlekarna 20, 22, 23, 24 eller motsvarande
- Levereras med en avtagbar TIME OUT®-hylsa* som fungerar som påminnelse om att följa Världshälsoorganisationens checklista för säkrare operationer



SÄKERHETSSKALPELLER MED OCH UTAN VIKT

Det fullständiga sortimentet med SANDEL säkerhetsskalpeller med och utan vikt (Weighted/Non-Weighted Safety Scalpels) innefattar en skjuthylsa som täcker skalpellbladet för att bidra till att skydda mot stick- och skärskador. SANDEL säkerhetsskalpell med vikt har samma känsla som en standardskalpell enligt kirurgers önskemål. SANDEL säkerhetsskalpell utan vikt är ett mer ekonomiskt alternativ med samma säkerhetsfördelar som de vikt försedda skalpellerna.

- Finns i en rad olika storlekar på skalpellblad och handtag
- Färgkodade skyddshylsor för lättare identifiering av bladen
- Knapp på skyddshylsan för att enkelt låsa eller låsa upp hylsan med höger eller vänster hand
- Levereras med en avtagbar TIME OUT®-hylsa* som fungerar som en påminnelse om att följa Världshälsoorganisationens checklista för säkrare operationer



SCALPEL DISARMER™

SANDEL Scalpel Disarmer™ är en bladavtagare som är konstruerad för säker borttagning, räkning och avfallshantering av skalpellblad och nålar.

- Två separata, avtagbara halvor med klisterremsa som gör att delarna står stadigt på alla ytor
- Enkel stängning för säker avfallshantering

Använd Scalpel Disarmer™ tillsammans med Change-A-Blade® för säker borttagning, räkning och avfallshantering av skalpellblad och nålar.



NEUTRAL ZON

Med SANDEL Z-Friction Drape™ kan sjukvårdspersonal upprätta en neutral zon – en överenskommen plats inom det sterila området där vassa föremål placeras och där kirurgen eller operationsköterskan kan hämta dem. Denna smidiga, halkfria bricka ger ett enkelt och praktiskt sätt att hindra instrument från att flyttas eller falla från det sterila området samt att uppfylla kraven i EU-direktiven. Den starkt orangefärgade brickan utgör ett utsett område där man kan placera vassa föremål och samtidigt minimera kontakten med dem. Brickan gör det möjligt att skicka föremål indirekt – en beprövad metod för att minska förekomsten av skär- och sticksador.

- Stark orange färg som gör den extra tydlig
- Anpassningsbar utformning, kan klippas och placeras i två lägen
- Icke-magnetisk, halkfri design som gör att instrumenten ligger kvar där du placerade dem



BRICKOR FÖR ATT SKICKA INSTRUMENT UTAN BERÖRING

SANDEL Z-Tray™ är ett enkelt sätt att skydda operationsteamet genom att göra det möjligt att skicka instrument utan beröring. Genom att använda en bricka för att skicka instrument till och från kirurgen i stället för att räcka dem med händerna minimerar man risken för stick- och skärskador och korskontamination.

- Stark orange färg som gör den extra tydlig
- Gör det möjligt att skicka föremål utan beröring, med en säker plats att placera och lägga tillbaka vassa föremål
- Kan användas för många olika skalpellblad, handtag och instrument
- Brickan är försedd med klisterremsa så att den kan användas som en fast, neutral zon där vassa föremål kan placeras på ett säkert sätt




BESTÄLLNINGSGENOMGÅENGSINFORMATION

Produkttyp	Kod-nummer	Produktnamn	Beskrivning	Förpackning	Antal/kartong
Change-A-Blade®	2200	Change-A-Blade®	Säkerhetshandtag med vikt för engångsbruk (nr 3), utan blad, (passar blad nr 10, 11 och 15) med TIME OUT®-hylsa (S)	12/ask, 4 askar/kartong	48
	2200-L	Change-A-Blade® handtag nr 3-L	Säkerhetshandtag med vikt för engångsbruk (nr 3L), utan blad, (passar blad nr 10, 11 och 15) med TIME OUT®-hylsa (S)	12/ask, 2 askar/kartong	24
	2204	Change-A-Blade® handtag nr 4	Säkerhetshandtag med vikt för engångsbruk (nr 4), utan blad, (passar blad nr 20, 22, 23 och 24) med TIME OUT®-hylsa (S)	12/ask, 4 askar/kartong	48
Säkerhetsskalpell med vikt (Weighted Safety Scalpel™)	2210-N	Säkerhetsskalpell med vikt (Weighted Safety Scalpel™)	Säkerhetsskalpell med vikt, handtag nr 3 med blad nr 10, orange skydd och TIME OUT®-hylsa (S)	12/ask, 8 askar/kartong	96
	2210-L	Säkerhetsskalpell med vikt (Weighted Safety Scalpel™)	Säkerhetsskalpell med vikt, handtag nr 3L (8.4") (21,3 cm) med blad nr 10, orange skydd TIME OUT®-hylsa	12/ask, 2 askar/kartong	24
	2211-N	Säkerhetsskalpell med vikt (Weighted Safety Scalpel™)	Säkerhetsskalpell med vikt, handtag nr 3 med blad nr 11, blått skydd med TIME OUT®-hylsa (S)	12/ask, 8 askar/kartong	96
	2211-L	Säkerhetsskalpell med vikt (Weighted Safety Scalpel™)	Säkerhetsskalpell med vikt, handtag nr 3L (8.4") (21,3 cm) med blad nr 11, blått skydd TIME OUT®-hylsa	12/ask, 2 askar/kartong	24
	2215-N	Säkerhetsskalpell med vikt (Weighted Safety Scalpel™)	Säkerhetsskalpell med vikt, handtag nr 3 med blad nr 15, gult skydd med TIME OUT®-hylsa (S)	12/ask, 8 askar/kartong	96
	2215-L	Säkerhetsskalpell med vikt (Weighted Safety Scalpel™)	Säkerhetsskalpell med vikt, handtag nr 3L (8.4") (21,3 cm) med blad nr 15, gult skydd med TIME OUT®-hylsa (S)	12/ask, 2 askar/kartong	24
	2220-N	Säkerhetsskalpell med vikt (Weighted Safety Scalpel™)	Säkerhetsskalpell med vikt, handtag nr 4 med blad nr 20, orange skydd och TIME OUT®-hylsa (S)	12/ask, 4 askar/kartong	48
Säkerhetsskalpell utan vikt (Non-Weighted Safety Scalpel™)	2230-N	Säkerhetsskalpell utan vikt (Non-Weighted Safety Scalpel™)	Säkerhetsskalpell utan vikt, handtag nr 3 med blad nr 10, orange skydd med TIME OUT®-hylsa (S)	12/ask, 8 askar/kartong	96
	2231-N	Säkerhetsskalpell utan vikt (Non-Weighted Safety Scalpel™)	Säkerhetsskalpell utan vikt, handtag nr 3 med blad nr 11, blått skydd med TIME OUT®-hylsa (S)	12/ask, 8 askar/kartong	96
	2235-N	Säkerhetsskalpell utan vikt (Non-Weighted Safety Scalpel™)	Säkerhetsskalpell utan vikt, handtag nr 3 med blad nr 15, gult skydd med TIME OUT®-hylsa (S)	12/ask, 8 askar/kartong	96
Scalpel Disarmer™	2241	Scalpel Disarmer™	Bladavtagare för skalpell, magnet och skum	12/ask, 4 askar/kartong	48
Neutral zon	1151	Z-Friction Drape™	Instrumentduk (10"x16") (25,4 x 40,6 cm) (S)	40/ask, 2 askar/kartong	80
Brickor för beröringsfri överflyttning	1145	Z-Tray™	Bricka för beröringsfri överflyttning av instrument med klisterremsa (S)	12/ask, 2 askar/kartong	24

SKYDDAR SJUKVÅRDSPERSONAL FRÅN KOSTSAMMA ARBETSPLATSSKADOR

SANDEL-sortimentet med ergonomiska säkerhetsprodukter har tagits fram för att möta behovet att skydda personal från arbetsplatsskador. Inom den europeiska sjukvårdssektorn var halkningar, snubblingar och fall på jämna golvytor sammantaget den näst vanligaste olycksorsaken under 2009, och 30 % av dessa incidenter resulterade i att arbetstagaren var frånvarande från arbetet i mer än en månad.³ Muskuloskeletala problem på grund av fysiska belastningsskador är också tämligen vanligt förekommande inom sjukvården.^{4,5} SANDEL-produkterna erbjuder kostnadseffektiva sätt att förebygga dessa vanliga skador.



PATIENTFÖRFLYTTNINGSSYSTEM

SANDEL Z-Slider® patientförflyttningsduk bidrar till att förebygga ryggskador som kan uppstå vid lyft, förflyttning och omförflyttning av patienter, genom att reducera den fysiska belastningen på rygg, axlar, nacke och armar.

- Möjliggör korrekt patienthantering och ergonomiska tekniker
- Minimera risken att patienten drabbas av nötning, skavsår och blåmärken
- Engångsbruk vilket minskar risken för korskontamination
- Kan användas överallt på kliniken med praktiska vägghållare
- Avsedda för användning för en patient, men kan användas flera gånger för samma patient

”Vi letade efter någonting som var enkelt att använda, enkelt att hitta, och det skulle förstås vara kostnadseffektivt. Vi hittade vad vi letade efter med SANDEL Z-Slider®! Den uppfyllde alla våra behov, och viktigast av allt var att den passade för det program som krävs för våra liftrar och vår hårdvara. Vi har nu installerat dem på alla våra kliniker. Alla i personalen tycker att de är enkla att använda och säger att de gillar dem!”

*Connie Lowery, LPN-sköterska
Advocat and Diversicare Management Services*



SNUBBELSKYDD

SANDEL Trip-No-More™ är ett starkt orangefärgat snubbelskydd som är avsett att synliggöra kablar och slangar på golvet och minska risken att personalen snubblar och faller.

- Klisterremsor håller snubbelskyddet stadigt på plats
- Enkelt att applicera och ta bort - lämnar inga klisterrester på golvet



ABSORBERANDE GOLVDYNOR

SANDEL DriFloor™ absorberande dynor används för att suga upp vätskor och hålla golvet torrt för att hindra att personalen halkar och faller. DriFloor™ ger en effektivare rengöring och minskar kostsam väntetid.

- Kan användas på golvet där vätska ansamlas (t.ex. operations-salar, förlösningssalar, tvättrum)
- Eliminera den ohygieniska användningen av filter eller handdukar på golvet
- Den vattentäta undersidan håller golvet torrt under dynan
- Finns både i färdiga storlekar och på rulle så att du själv kan klippa till önskad längd:



PALLAR

SANDEL Ergo-Step™ pallar är lätta och stapelbara. Dessa "nästa generationens" pallar är den perfekta ersättningen för traditionella, tunga metallpallar.


- Låg vikt (~8 lbs/3 kg) och enkla att hantera
- Kan belastas med ca 500 lbs/220 kg
- Halkfria fötter gör att den står stadigt på plats
- Stark orange färg gör den extra tydlig
- Kan sättas ihop till en säker arbetsplattform



ERGONOMISK MATTA

SANDEL Solo Ergo-Stand EZ™ ergonomisk matta minskar den belastning på lederna som uppstår då man står stilla på en och samma plats under lång tid.

- Låg vikt, återanvändbar
- Alla kanter är avfasade för att hindra snubbling
- Kan placeras på pallar under längre operationer



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Produkttyp	Kodnummer	Produktnamn	Beskrivning	Förpackning	Antal/ kartong
Patientförflyttningssystem	2102	Z-Slider™	Patientförflyttningsduk (på rulle)	30/ask, 2 askar	60
	2104	Z-Slider™ för vägghållare	Patientförflyttningsduk förpackad för vägghållare	10/ask, 6 askar	60
	2104-H	Transparent vägghållare	Transparent vägghållare för dispenserbox 2104 (11 1/2" x 2 1/8" x 11") (29,2 x 5,4 x 27,9 cm)	5/st	5
Snubbelskydd	2302	Trip-No-More™	Snubbelskydd (8 inches x 2 feet) (20,3 x 60,9 cm)	25/påse, 3 påsar/kartong	75
	2303	Trip-No-More™	Snubbelskydd (8 inches x 3 feet) (20,3 x 91,4 cm)	25/påse, 3 påsar/kartong	75
	2309	Trip-No-More™	Snubbelskydd (8 inches x 125 foot roll) (20,3 cm x 38,1 m; rulle)	1 påse med 1 rulle/kartong	1
Absorberande golvdynor	2440	DriFloor™ dyna	Vätskeabsorberande matta (33" x 40") (83,8 x 101,6 cm) med tät undersida	1 påse med 20/kartong	20
	2449	DriFloor™ rulle	Vätskeabsorberande matta (33" x 100") (83,8 cm x 30,5 m) med tät undersida	1 påse med 1 rulle/kartong	1
Pallar	1170	Ergo-Step™ pall	2 nederdelar, 2 överdelar	4/kartong	4
	1170-B	Ergo-Step™ pall	4 nederdelar	4/kartong	4
Ergonomisk matta	2317-BC	Solo Ergo-Stand EZ™	Ergonomisk matta Solo - återanvändbar (13"x 17") (33 x 43,2 cm) (icke-steril)	1 påse med 10 st	10
	2317-S	Solo Ergo-Stand EZ™	Ergonomisk matta Solo - återanvändbar (13"x 17") (33 x 43,2 cm) (icke-steril)	1 st	1
	2317-S3	Solo Ergo-Stand EZ™	Ergonomisk matta Solo - återanvändbar (13"x 17") (33 x 43,2 cm) (icke-steril)	3 st	3

BIDRAR TILL ATT REDUCERA OPERATIONSFEL

Ingrepp som görs på fel ställe är misstag som mycket väl kan förebyggas. Man uppskattar dock att mellan 1 500 och 2 500 felaktiga ingrepp – däribland fel sida, fel organ, fel implantat och fel person – görs varje år enbart i USA.⁶ För att bidra till att förebygga dessa felaktiga ingrepp rekommenderar Världshälsoorganisationen att medlemsstaterna använder sig av det universella protokollet, som bland annat innefattar en "time-out" för att verifiera operationsställe, typ av ingrepp och patient.⁶ SANDEL TIME OUT®-produkterna har utformats för att hjälpa operationsteam och kliniker att följa dessa rekommendationer. Dessa strategiskt placerade, starkt orangefärgade påminnelser tvingar operationsteamet att ta en time-out och bidra till att minska förekomsten av operationsfel.



TIME OUT®-PRODUKTER

SANDEL TIME OUT®-produkterna fungerar som en iögonenfallande påminnelse för operationsteamet att ta en paus och implementera Världshälsoorganisationens protokoll för time-out enligt checklisten för säkrare operationer. TIME OUT®-signalen kan placeras över operationsstället, på assistentbordet eller instrumentbordet som en barriär som måste tas bort innan operationen inleds. Signalen kan fås i bomull eller i ett biologiskt nedbrytbart non-woven-material för engångsbruk. TIME OUT®-kåpan kan placeras över instrumenten och tas bort före användning som en påminnelse att ta en time-out. SANDEL TIME OUT® markeringspennor är avsedda för att märka ut det korrekta operationsstället på patientens hud. Alla markeringspennor har en TIME OUT®-påminnelse och en triangulär form som hindrar dem från att rulla.

- Stark orange färg som gör dem extra tydliga
- Alla TIME OUT®-produkter för engångsbruk finns att få i sterilt eller osterilt utförande
- TIME OUT®-kåporna är återanvändbara
- TIME OUT®-hylsorna medföljer SANDEL säkerhetsskalpeller, Change-A-Blade® och 4-i-1-märkpenna (4-in-1™)



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Produkttyp	Kodnummer	Produktnamn	Beskrivning	Förpackning	Antal/ kartong
TIME OUT®- produkter	711	TIME OUT®-kåpa	TIME OUT®-kåpa - återanvändbar	10/påse, 1 påse	10
	811-NS	TIME OUT®-signal (bomull)	TIME OUT®-signal för engångsbruk (osteril)	100/påse, 2 påsar	200
	811-E	TIME OUT®-påminnelse non-woven	TIME OUT®-påminnelse för engångsbruk (non-woven) (steril)	100/ask, 2 askar	200
	811-ENS	TIME OUT®-påminnelse non-woven (NS)	TIME OUT®-påminnelse för engångsbruk (non-woven) (NS)	250/påse, 4 påsar/kartong	1000
	911	TIME OUT®-hylsa	TIME OUT®-hylsa för engångsbruk (S)	300/ask, 1 askar	300
TIME OUT® markeringspennor	1011-NNS	Liten hudmarkeringspenna (Sandel Petite Skin Marker™)	Liten hudmarkeringspenna, en spets, rullar inte (10 cm lång)	500/ask, 1 ask	500
	1019	Hudmarkeringspenna (Sandel Skin Marker™)	Hudmarkeringspenna, en spets, rullar inte (S)	25/ask, 4 askar	100
	1041	4-i-1-märkpena (SANDEL 4-in-1™)	Markeringspenna med två spetsar och två färger (permanent och hudmarkering) med TIME OUT®-hylsa och linjal (S)	25/ask, 4 askar	100

ANSELL – MARKNADSLEDANDE INOM VÅRDSÄKERHET TACK VARE SAMARBETE OCH INNOVATION

SANDEL säkerhetsutrustning för sjukvården innefattar ett urval av säkerhetslösningar för att skydda sjukvårdspersonal och patienter. De innovativa säkerhetslösningarna för skalpeller och ergonomi samt TIME OUT®-produkterna utvecklades i ett samarbete med sjuksköterskor och operationsteam då vi lyssnade på deras behov och förslag.

SANDEL-produkterna riktar sig mot
3 viktiga aspekter av
perioperativ säkerhet



**SPECIALKON-
STRUERADE
SKALPELLER
FÖREBYGGER
SKADOR**

**ERGONOMISK
SÄKERHET PÅ
ARBETSPLATSEN**



**SKYDD MOT
FELAKTIGA
INGREPP**

Du kan skicka in dina tankar och idéer
genom att besöka:
www.sandelmedical.com/submit-ideas.asp

Ansell EMEA Headquarters

Riverside Business Park - Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Phone + 32 (0)2 528 74 00
Fax + 32 (0)2 528 74 01

medical@eu.ansell.com

www.ansell.eu

Denna katalog eller något påståande som gjorts häri av Ansell eller på Ansell's vägnar skall inte förstås som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av brukarens val av handskar för en viss applikation.

Referenser:

1. Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) NIOSH Alert: Preventing needlestick injuries in health care settings. Publicerades i november 1999. NIOSH-publikation 2000-108. <http://www.cdc.gov/niosh/docs/2000-108.html>. Använd 19 december 2011. **2.** Rådets direktiv 2010/32/EU. Genomförande av det ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården som ingåtts av Hospeem och Epsu. *Europeiska unionens officiella tidning*. 2010. **3.** Health and Safety Authority. Stop slips and trips in healthcare. http://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/Healthcare_Slips_Trips_and_Falls/. Använd 16 december 2011. **4.** Lorusso A, Vimercati L, L'Abbate N. Musculoskeletal complaints among Italian x-ray technology students: a cross-sectional questionnaire survey. *BMC Res Notes*. 2010;3:114. <http://www.biomedcentral.com/1756-0500/3/114>. Använd 19 december 2011. **5.** Estryn-Behar M, Le Nézet O, Bonnet N, Gardeur P. Health behavior of healthcare personnel: The European Presst-Next Study. *Presse Med*. 2006;35(10, pt 1): 1435-1446. **6.** Världshälsoorganisationen. *WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives*. Geneve, Schweiz: Världshälsoorganisationen; 2009.

* och ™ är varumärken som tillhör Ansell Limited eller något av dess dotterföretag.
© 2012 Ansell Limited. Med ensamrätt.



VI PRESENTERAR SANDEL

FÖRVÄNTA DIG DET OVÄNTADE
FÖR PERIOPERATIV SÄKERHET



SPECIALKON-
STRUERADE
SKALPELLER
FÖREBYGGER
SKADOR

ERGONOMISK
SÄKERHET PÅ
ARBETSPLATSEN



SKYDD MOT
FELAKTIGA
INGREPP

Om Ansell

Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över 10 000 anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar för industri och sjukvård samt i kategorin sexuell hälsa över hela världen. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), Specialty Markets (specialmarknader), samt Sexual Wellness (sexuell hälsa). Information om Ansell och Ansell's produkter finner du på www.ansell.eu.