



## SANDEL® PETITE SKIN MARKER

### BIDRAR TILL ATT REDUCERA OPERATIONSFEL

Ingrepp som görs på fel ställe är misstag som mycket väl kan förebyggas. Man beräknar dock med att 1 500–2 500 felaktiga ingrepp – däribland på fel sida, fel organ, med fel implantat och på fel person – utförs varje år enbart i USA.

För att bidra till att förebygga felaktiga ingrepp rekommenderar Världshälsoorganisationen att medlemsstaterna följer det universella protokollet som innefattar en "time-out" med syfte att verifiera operationsställe, typ av ingrepp och patient.

SANDEL  
SANDEL TIME OUT®-produkterna fungerar som en iögonfallande påminnelse för operationsteamet att ta en paus och implementera Världshälsoorganisationens protokoll för time-out enligt checklisten för säkrare operationer.

SANDEL TIME OUT®-markeringspennorna är avsedda för markering av operationsställe på patientens hud. Alla markeringspennor har en TIME OUT®-påminnelse och en triangulär form som hindrar dem från att rulla.

- Stark orange färg som gör dem extra tydliga
- Alla TIME OUT®-produkter för engångsbruk finns att få i sterilt eller osterilt utförande
- Markeringspenna med två spetsar och två färger (permanent och hudmarkering) med TIME OUT®-hylsa och linjal (S)

#### MATERIAL

Polyester (PET)  
Polypropylen (PP)  
Gentianaviolett bläck

#### PRODUKTNUMMER

1011-NNS

Osteril

SANDEL®-produkterna erbjuder medvetna lösningar för sjukvårdspersonal som vill höja säkerhetsstandarden i operationsmiljöer. Utformningen av Sandels säkerhetsprodukter för sjukvården styrs av användarerfarenheter så att de kan bidra till att täppa igen oavsiktliga säkerhetsluckor och ge extra trygghet.

MD klass I  
Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten.

Ref-26071-20170323

*Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över 13 000 anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar för industri och sjukvård samt i kategorin sexuell hälsa över hela världen. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), Specialty Markets (specialmarknader), samt Sexual Wellness (sexuell hälsa). Information om Ansell och Ansell's produkter finns på [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu).*

#### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)