



CHANGE-A-BLADE®

TILLSAMMANS HÖJER VI STANDARDEN FÖR PERIOPERATIV SÄKERHET

Produkter som skyddar mot stick- och skärskador kan hjälpa sjuksköterskor och operationsteam att undvika skador i operationsalen – i USA inträffar varje år mellan 600 000 och 800 000 stick- och skärskador. Dessutom kan dessa produkter hjälpa sjukhus att följa bestämmelserna i ramavtalet mellan Europeiska federationen för offentliganställdas förbund och Europeiska sammanslutningen av hälso- och sjukvårdsarbetsgivare för att förhindra att arbetstagare drabbas av stick- och skärskador.

Avtalet innefattar ett direktiv till medlemsstaterna att specificera och implementera säkra rutiner för användning och bortskaffande av vassa medicintekniska instrument.

Med SANDEL®-produkterna har vi förutsett dessa säkerhetskrav med ett fullständigt sortiment av utrustning för förebyggande av stick- och skärskador som särskilt har konstruerats för att minska risken för denna typ av skador samt risken för överföring av blodburna patogener.

SANDEL Change-A-Blade® är ett skalpellhandtag för engångsbruk med en inbyggd skyddshylsa. Den unika designen gör att kirurgen kan använda önskat skalpellblad vilket säkerställer komfort, funktion och skydd.

- Är inte i vägen för kirurgens synfält
- Kräver inget byte av kirurgisk teknik
- Viktbalanserad så att det känns som ett traditionellt handtag
- Kan användas av både höger- och vänsterhänta
- Ger möjlighet till flera bladbyten under samma operation
- Finns i handtagsstorlek nr 3 och lång handtagsstorlek nr 3L för användning med skalpellblad i storlekarna 10, 11, 15 eller motsvarande
- Finns i handtagsstorlek nr 4 för användning med skalpellblad i storlekarna 20, 22, 23, 24 eller motsvarande
- Levereras med en avtagbar TIME OUT®-hylsa som fungerar som påminnelse om att följa Världshälsoorganisationens checklista för säkrare operationer.

MATERIAL

Plasthandtag: ABS
Plasthylsa: PBT
Bladinsats och tyngd: 17-4 rostfritt stål
Metalltyngd: stål
TIME OUT®-hylsa: papper

PRODUKTNUMMER

2200
2200-L
2204

Steril (hållbarhet 3 år)

SANDEL®-produkterna erbjuder medvetna lösningar för sjukvårdspersonal som vill höja säkerhetsstandarderna i operationsmiljöer. Utformningen av Sandels säkerhetsprodukter för sjukvården styrs av användarerfarenheter så att de kan bidra till att täppa igen oavsiktliga säkerhetsluckor och ge extra trygghet.

MD klass I steril

Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten. Endast för engångsbruk. Steril, såvida inte förpackningen är öppnad eller skadad.

Ref-10866-20171108

Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över 13 000 anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar för industri och sjukvård samt i kategorin sexuell hälsa över hela världen. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), Specialty Markets (specialmarknader), samt Sexual Wellness (sexuell hälsa). Information om Ansell och Ansell's produkter finns på www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu