



## OPERATIONSMUNSKYDD – IMFRITT

### SKYDDAR SJUKVÅRDPERSONAL OCH PATIENTER FRÅN SMITTSAMMA SJUKDOMAR.

Munskydd för sjukvården utgör en del av en smittskyddsstrategi vars mål är att eliminera korskontaminering. Munskydd för sjukvården bidrar till att hindra stora partiklar som slungas ut från bäraren (t.ex. saliv eller slem) från att nå patienten eller arbetsmiljön. De bidrar också till att skydda bäraren mot exponering för blod och/eller kroppsvätskor från patienten eller arbetsmiljön.

Ansell's SANDEL-sortiment av ergonomiska säkerhetsprodukter har kompletterats med ett omfattande urval av ansiktsskyddslösningar som är komfortabla utan att kompromissa med skyddet. Alla SANDEL-munskydd för sjukvården uppfyller kraven i EN 14683 som är den europeiska standarden för operationsmunskydd och provningsmetoder för dessa. Dessutom är SANDEL-munskydden för sjukvården tillverkade av mjukt material för att säkerställa hög komfort, lågt luftmotstånd och minimal hudirritation.

Specialmunskydden bidrar till att hindra stora partiklar som slungas ut från bäraren (t.ex. saliv eller slem) från att nå patienten eller arbetsmiljön. De bidrar också till att skydda bäraren mot exponering för blod och/eller kroppsvätskor från patienten eller arbetsmiljön.

Specialmunskydden från Ansell SANDEL har extra egenskaper och förser användaren med en utmärkt skyddsbarriär.

#### PRODUKTNUMMER

85021

Operationsmunskydd – imfritt – typ II – knytband – grått och vitt

#### SPECIALMUNSKYDDENS EGENSKAPER ÄR BL.A.

- Imskydd: idealisk kombination med glasögon och/eller skyddsglasögon
- Panoramavisir: idealiskt för situationer med hög risk för exponering för blod eller andra kroppsvätskor
- Antireflexbehandling: i kombination med visir, för bättre komfort
- SOFTSEAL™: Den gjutna näsbryggan med mjuk skummaskulle ger en lätt, bekväm och pålitlig passform för bäraren.
- SIDEPROTECT™ för minskat läckage och förbättrad filtreringsförmåga
- EASYBREATH™ minskar kontakten med munnen och gör andningen lättare. Skalet hindrar munskyddet från att kollapsa, även i värme och fukt, så att munskyddet håller formen längre.

SANDEL-produkterna erbjuder kostnadseffektiva sätt att hålla sjukvårdspersonal och patienter friska.

Ansell's SANDEL-produkter erbjuder medvetna lösningar för sjukvårdspersonal som vill höja säkerhetsstandarden i operationsmiljöer. Utformningen av Ansell's SANDEL-munskydden vägleds av

Ref-35261-20180613

Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över 13 000 anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar för industri och sjukvård samt i kategorin sexuell hälsa över hela världen. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), Specialty Markets (specialmarknader), samt Sexual Wellness (sexuell hälsa). Information om Ansell och Ansell's produkter finns på [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu).

#### ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V. (European Headquarters)

Riverside Business Park, Block J

Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium

• Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)