

ENCORE® Non-Latex PI Hybrid

Puderfri, steril operationshandske av syntetisk polyisopren och neopren

Publiceringsdatum 26-09-2018

PRODUKTBESKRIVNING

MATERIAL	Syntetisk polyisopren och neopren
Färg	Cream
Form	Anatomisk
Krage	SureFit™ technology: Rullad krage med självhäftande band
Utsida	Mikrotexturerad, klorerad och silikoniserad
Insida	Polyuretanbelagd och silikoniserad

FYSISKA EGENSKAPER

Tjocklek (engångshandske)	Finger	0.215
Typiska genomsnittliga värden (mm)	Handflata	0.200
Minimilängd (mm)	Krage	0.170
Styrka (medelvärden)	före åldrande	efter åldrande
Brottöjning (%)	986	923
Brottkraft (N)	13.0	15.0

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Förpackning	4 x 50 / 200 per kartong
Hållbarhet	3 år
Förvaringsanvisningar	Undvik direkt solljus. Förvaras på en sval och torr plats. Förvaras på avstånd från ozon- och gnistkällor.

PRODUKTREFERENSER

Storlek/artikelnummer	5.5	354231	6	354232
	6.5	354233	7	354234
	7.5	354235	8	354236
	8.5	354237	9	354238

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖDELAR

- Anatomisk kurvform för mindre handtrötthet
- Fri från naturgummilatex för att förebygga typ I-allergier
- Unik sammansättning för utmärkt komfort, styrka och hållfasthet

TILLVERKNINGS- OCH SÄKERHETSSTANDARDER

AQL (knappnålsstora hål)	<ul style="list-style-type: none"> • Vattenläcketestetad • Följer europeisk norm EN 455-1: inspektionsnivå I AQL 1,5 • Slututgåva för tillverkning: inspektionsnivå I AQL 0,65 • Kontroll under produktionsprocess före packning: inspektionsnivå I AQL 0,65
Proteininnehåll	Ej tillämpligt: innehåller ingen naturgummilatex
Pyrogenicitet	Absent of pyrogens as per ISO 10993-10
Primär hudirritation	Considered a negligible irritant as per ISO 10993-11
Hudsensibilisering	Inga tecken på fördröjd kontaktsensibilisering av huden enligt ISO 10993-10
Viruspenetration	Klarar ASTM F-1671 med PhiX174
Sterilisering	25 kGy gammastrålning
CE-märkning	Medicinteknisk enhet: klass IIa
Överensstämmelse med produktstandarder	EN 455 delar 1, 2, 3, 4
Tillverkningsstandarder	EN 556 ISO 11137-1 ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001
Registeringsmyndighet	British Standards Institution (0086): MD

SYMBOLER



NO RUBBER LATEX