

MICRO-TOUCH®

Undersökningshandske

TEKNISKT DATABLAD

MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™

Puderfri, osteril undersökningshandske av nitril

Publiceringsdatum 25-09-2018

PRODUKTBESKRIVNING

MATERIAL	Nitril
Färg	Ljusblå
Form	Kan användas på båda händerna
Krage	Med rullad kant
Utsida	Texturerad
Insida	Klorerad

FYSISKA EGENSKAPER

Tjocklek (engångshandske)	Finger	0,155
Typiska genomsnittliga värden (mm)	Handflata	0,120
Minimilängd (mm)	Krage	0,100
Styrka (medelvärden)	före åldrande	efter åldrande
Brottöjning (%)	595	595
Brottkraft (N)	11,8	11,4

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Förpackning	10 x 100 stycken / 1000 stycken per kartong
Hållbarhet	3 år
Förvaringsanvisningar	Undvik direkt solljus. Förvaras på en sval och torr plats. Förvaras på avstånd från ozon- och gnistkällor.

PRODUKTREFERENSER

Storlek/artikelnummer	x-small	700121	small	700122
	medium	700123	large	700124
	x-large	700125		

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Extra lång för ytterligare skydd
- Allergiprevention
- Komfort och enkel användning
- Hög grad av säkerhet och kemisk resistens

TILLVERKNINGS- OCH SÄKERHETSSTANDARDER

AQL (knappnålsstora hål)	<ul style="list-style-type: none">• Vattenläckaestetad• Följer europeisk norm EN 455-1: inspektionsnivå I AQL 1,5
Proteininnehåll	Ej tillämpligt: innehåller ingen naturgummilatex
Pyrogenicitet	Avsaknad av pyrogener enligt ISO 10993-11
Primär hudirritation	Bedöms vara försumbart irriterande enligt ISO 10993-10
Hudsensibilisering	Inga tecken på fördröjd kontaktsensibilisering av huden enligt ISO 10993-10
Viruspenetration	<ul style="list-style-type: none">• Klarar Ansell's dynamiska AVPP-testning• Klarar ASTM F-1671 med PhiX174
Cytostatikapenetration	<ul style="list-style-type: none">• ACPD-testad vid dynamiska förhållanden• Genombrottstider enligt EN374-3 finns tillgängliga
Sterilisering	Ej tillämpligt
CE-märkning	Personlig skyddsutrustning: kategori III Medicinteknisk enhet: klass I
Överensstämmelse med produktstandarder	EN 455 delar 1, 2, 3, 4 EN 374 delar 1, 2, 3 EN 420
Tillverkningsstandarder	ISO 13485 ISO 9001
Kontakt med livsmedel	riktlinje 1935/2004 Lämplig för kontakt med livsmedel enligt EG-
Registeringsmyndighet	Centexbel (0493): PPE

SYMBOLER



Följ bruksanvisningen.



Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell