

# MICRO-TOUCH®

Undersökningshandske

# TEKNISKT DATABLAD

## MICRO-TOUCH® Nitra-Tex®

Puderfri, osteril undersökningshandske av nitril

Publiceringsdatum 25-09-2018

### PRODUKTBESKRIVNING

<b>MATERIAL</b>	Nitril
<b>Färg</b>	Ljusblå
<b>Form</b>	Kan användas på båda händerna
<b>Krage</b>	Med rullad kant
<b>Utsida</b>	Texturerad
<b>Insida</b>	Klorerad

### FYSISKA EGENSKAPER

<b>Tjocklek</b> (engångshandske)	Finger	0,155
Typiska genomsnittliga värden (mm)	Handflata	0,120
<b>Minimilängd (mm)</b>	Krage	0,100
<b>Styrka</b> (medelvärden)	före åldrande	efter åldrande
<b>Brottöjning (%)</b>	595	595
<b>Brottkraft (N)</b>	11,8	11,4

### FÖRPACKNING OCH LAGRING

<b>Förpackning</b>	10 x 100 stycken / 1000 stycken per kartong
<b>Hållbarhet</b>	3 år
<b>Förvaringsanvisningar</b>	Undvik direkt solljus. Förvaras på en sval och torr plats. Förvaras på avstånd från ozon- och gnistkällor.

### PRODUKTREFERENSER

<b>Storlek/artikelnummer</b>	<b>x-small</b>	700111	<b>small</b>	700112
	<b>medium</b>	700113	<b>large</b>	700114
	<b>x-large</b>	700115		

### VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Allergiprevention
- Komfort och enkel användning
- Micro-Touch® Nitra-Tex® EP är extra lång för ytterligare skydd
- Hög grad av säkerhet och kemisk resistens


### TILLVERKNINGS- OCH SÄKERHETSSTANDARDER

<b>AQL (knappnålsstora hål)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vattenläckaestetad</li><li>• Följer europeisk norm EN 455-1: inspektionsnivå I AQL 1,5</li></ul>
<b>Proteininnehåll</b>	Ej tillämpligt: innehåller ingen naturgummilatex
<b>Pyrogenicitet</b>	Avsaknad av pyrogener enligt ISO 10993-11
<b>Primär hudirritation</b>	Bedöms vara försumbart irriterande enligt ISO 10993-10
<b>Hudsensibilisering</b>	Inga tecken på fördröjd kontaktsensibilisering av huden enligt ISO 10993-10
<b>Viruspenetration</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klarar Ansell's dynamiska AVPP-testning</li><li>• Klarar ASTM F-1671 med PhiX174</li></ul>
<b>Cytostatikapenetration</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ACP-PP-testad vid dynamiska förhållanden</li><li>• Genombrottstider enligt EN374-3 finns tillgängliga</li></ul>
<b>Sterilisering</b>	Ej tillämpligt
<b>CE-märkning</b>	Personlig skyddsutrustning: kategori III Medicinteknisk enhet: klass I
<b>Överensstämmelse med produktstandarder</b>	EN 455 delar 1, 2, 3, 4 EN 374 delar 1, 2, 3 EN 420
<b>Tillverkningsstandarder</b>	ISO 13485 ISO 9001
<b>Kontakt med livsmedel</b>	riktlinje 1935/2004 Lämplig för kontakt med livsmedel enligt EG-
<b>Registeringsmyndighet</b>	Centexbel (0493): PPE

### SYMBOLER



Följ bruksanvisningen.



Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu