

MICRO-TOUCH®

Undersökningshandske

TEKNISKT DATABLAD

MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free

Puderfri, osteril undersökningshandske av nitril

Publiceringsdatum 25-09-2018

PRODUKTBESKRIVNING

MATERIAL	Nitril
Färg	Indigo
Form	Kan användas på båda händerna
Krage	Med rullad kant
Utsida	Texturerad
Insida	Klorerad

FYSISKA EGENSKAPER

Tjocklek (engångshandske)	Finger	0,120
	Handflata	0,080
Typiska genomsnittliga värden (mm)	Krage	0,060
Minimilängd (mm)	240	
Styrka (medelvärden)	före åldrande	efter åldrande
Brottöjning (%)	550	588
Brottkraft (N)	7,8	8

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Förpackning	10 x 100 stycken / 1000 stycken per kartong
Hållbarhet	3 år
Förvaringsanvisningar	Undvik direkt solljus. Förvaras på en sval och torr plats. Förvaras på avstånd från ozon- och gnistkällor.

PRODUKTREFERENSER

Storlek/artikelnummer	x-small	700101	small	700102
	medium	700103	large	700104
	x-large	700105		

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Acceleratorfri
- Allergiprevention
- Latexliknande komfort och enkel användning
- Säkerhet och kemisk resistens
- Säkert grepp och skydd

TILLVERKNINGS- OCH SÄKERHETSSTANDARDER

AQL (knappnålsstora hål)	<ul style="list-style-type: none">• Vattenläckagetestad• Följer europeisk norm EN 455-1: inspektionsnivå I AQL 1,5
Proteininnehåll	Ej tillämpligt: innehåller ingen naturgummilates
Pyrogenicitet	Avsaknad av pyrogener enligt ISO 10993-11
Primär hudirritation	Bedöms inte vara primärt irriterande enligt FHSA-riktlinjerna 16 CFR 1500
Hudsensibilisering	Inga bevis på fördröjd kontaktsensibilisering av huden enligt ASTM F-720
Viruspenetration	Klarar ASTM F-1671 med PhiX174
Cytostatikapenetration	Genombrottsstider enligt ASTM D6978 finns tillgängliga
Sterilisering	Ej tillämpligt
CE-märkning	Medicinteknisk enhet: klass I Personlig skyddsutrustning: kategori III
Överensstämmelse med produktstandarder	EN 455 delar 1, 2, 3, 4 EN 374 delar 1, 2, 3 EN 420
Tillverkningsstandarder	ISO 13485 ISO 9001
Registeringsmyndighet	Centexbel (0493): PPE

SYMBOLER



Följ bruksanvisningen.



ACCELERATORS-FREE

NO RUBBER LATEX

DPG-FREE

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu