

**Ergo-Step™ Stool**

Publiceringsdatum 26-09-2018

**AVSEDD ANVÄNDNING**

Ergo-Step™-pallen är avsedd att användas i sjukhusmiljöer av sjukvårdspersonal eller patienter. Den dämpade ytan bidrar till att minska trötthet i fötter, ben och rygg när man står på pallen. Med hjälp av låsfunktionen kan flera pallar sättas ihop bredvid varandra till en arbetsplattform. Två Ergo-Step-pallar kan staplas på varandra under användningen.

**MATERIAL**

Pall, ABS, 303/30 + rostfritt stål  
Pallens ovansida, gummi

**FÖRPACKNING OCH LAGRING**

	<b>Förpackning</b>	<b>Antal/kartong</b>	
1170	2 nederdelar + 2 överdelar	4	2 Övre pall + 2 nederdelar
1170-B	4 nederdelar	4	4 nederdelar
1170-T	4 överdelar	4	4 nederdelar

**VIKT**

- Nedre pall, 7 lbs (~3,2 kg)
- Övre pall, 7 lbs (~3,2 kg)

**MÅTT**

- Nedre pall, 5" H x 18" L x 14" W (~12,7 x 45,7 x 35,6 cm)
- Övre pall: 5" H x 18" L x 14" W (~12,7 H x 45,7 B x 35,6 L cm)

**PRODUKTNUMMER**

1170	2 Övre pall + 2 nederdelar
1170-B	4 nederdelar
1170-T	4 nederdelar

**SPÅRBAR TILLVERKNING**

Ja

**ÅTERANVÄNDBAR**

Ja

**RENGÖRING**

Kan rengöras på pallvagn med vatten samt lufttorkas. Temperaturen får inte överstiga 140°F/60°C

**STERILISERINGSMETOD**

Ej tillämpligt

**OMSTERILISERING**

Ej tillämpligt

**CE-MÄRKT**

Ej tillämpligt

**PATENT NUMMER**

Pall, D582,168 Pall, D632,101

**SYMBOLER**