

**Sandel® Petite Skin Marker**

Publiceringsdatum 26-09-2018

**AVSEDD ANVÄNDNING**

Gentianaviolettffärgen används för att markera en anatomisk plats för ett kirurgiskt ingrepp.

**MATERIAL**

Polyester (PET)  
Polypropylen (PP)  
Gentianaviolett bläc

**FÖRPACKNING OCH LAGRING**

<b>Förpackning</b>	50/påse 10 påsar/kartong
<b>Antal/kartong</b>	500 Osteril

**VIKT**

1011-NNS: ~0.21 ounce (~ 6 g)

**MÅTT**

1011-NNS: 4.1 L x 0.6 H inches (10.5 L x 1,5 H cm)

**PRODUKTNUMMER**

1011-NNS	Osteril
----------	---------

**SPÅRBAR TILLVERKNING**

Ja

**ÅTERANVÄNDBAR**

Avsedd för engångsbruk, Endast för engångsbruk

**RENGÖRING**

Ej tillämpligt

**STERILISERINGSMETOD**

1011-NNS kan vara steriliserad med gammastrålning eller etylenoxid

**OMSTERILISERING**

Ej tillämpligt

**CE-MÄRKT**

CE-klassificering: klass I

**PATENT NUMMER**

USA D538,851

**SYMBOLER**