

TIME OUT™ Beacon Cotton

Publiceringsdatum 26-09-2018

AVSEDD ANVÄNDNING

TIME OUT®-signalen används som en påminnelse om att följa riktlinjerna från The Joint Commission och Världshälsoorganisationen i fråga om att förebygga ingrepp på fel patient, av fel typ och på fel plats.

MATERIAL

Bomull

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Förpackning 100/påse 2 påsar/kartong
Antal/kartong 200

VIKT

~ 2 ounces (~ 57 g)

MÅTT

16 x 25 inches (41 x 64 cm)

PRODUKTNUMMER

811-NS Osteril

SPÄRBAR TILLVERKNING

Ja

ÅTERANVÄNDBAR

Avsedd för engångsbruk, Endast för engångsbruk

RENGÖRING

Ej tillämpligt

STERILISERINGSMETOD

- Etylenoxid
- Gammastrålning
- Ånga, rekommenderad praxis för ångautoklav är 250°F/121°C i minst 30 minuter följt av minst 45 minuters torktid

OMSTERILISERING

Ej tillämpligt

CE-MÄRKT

Ej tillämpligt

PATENT NUMMER

- EU-registrerat varumärke nr 008277469 (TIME OUT®)
- USA-registrerat varumärke nr 2,966,022 (TIME OUT®)

SYMBOLER