

TIME OUT® Hood™

Publiceringsdatum 26-09-2018

AVSEDD ANVÄNDNING

TIME OUT®-kåpan används som en påminnelse om att följa riktlinjerna från The Joint Commission och Världshälsoorganisationen i fråga om att förebygga ingrepp på fel patient, av fel typ och på fel plats.

MATERIAL

Anodiserad aluminium

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Förpackning	10/påse, 1 påse/kartong
Antal/kartong	10

VIKT

~ 0.6 ounce (~ 17 g)

MÅTT

5 L x 1.5 W x 0.8 H inches (~13 L x 4 B x 2 H cm)

PRODUKTNUMMER

711	Osteril
-----	---------

SPÄRBAR TILLVERKNING

Ja

ÅTERANVÄNDBAR

Ja

RENGÖRING

Följ lokala rutiner för rengöring av kirurgiska instrument. Använd inte alkaliska rengöringsmedel.

STERILISERINGSMETOD

- Etylenoxid
- Ånga, rekommenderad praxis för ångautoklav är 250°F/121°C i minst 30 minuter följt av minst 45 minuters torktid

OMSTERILISERING

Ja

CE-MÄRKT

Ej tillämpligt

PATENT NUMMER

- EU-registrerat varumärke nr 008277469 (TIME OUT®)
- Patentsökt (TIME OUT Hood™)
- USA-registrerat varumärke nr 2,966,022 (TIME OUT®)

SYMBOLER