

**SANDEL® TIME OUT® Skin Marker**

Publiceringsdatum 26-09-2018

**AVSEDD ANVÄNDNING**

Gentianaviolettffärgen används för att markera en anatomisk plats för ett kirurgiskt ingrepp.

**MATERIAL**

Polyester (PET)  
Polypropylen (PP)  
Gentianaviolett bläck  
Linjal : papper

**FÖRPACKNING OCH LAGRING**

	<b>Förpackning</b>	<b>Antal/kartong</b>	
1019	25/ask 4 askar/kartong	100	Steril (hållbarhet 3 år)
1019-R	25/ask 4 askar/kartong	100	Steril (hållbarhet 3 år)

**VIKT**

1019 och 1019-R: ~0.28 ounce (~ 8 g)

**MÅTT**

- 1019 och 1019-R: 5.5 L x 0.6 H inches (14 L x 1,5 H cm)
- Linjal (1019-R) : 6 inches (~ 15 cm)

**PRODUKTNUMMER**

1019 Steril (hållbarhet 3 år)  
1019-R Steril (hållbarhet 3 år)

**SPÅRBAR TILLVERKNING**

Ja

**ÅTERANVÄNDBAR**

Avsedd för engångsbruk, Endast för engångsbruk

**RENGÖRING**

Ej tillämpligt

**STERILISERINGSMETOD**

1019, 1019-R : Gammastrålning

**OMSTERILISERING**

Ej tillämpligt

**CE-MÄRKT**

CE-klassificering: Klass I steril

**PATENT NUMMER**

USA D538,851

**SYMBOLER**