

The Z-Friction Drape™

Publiceringsdatum 26-09-2018

AVSEDD ANVÄNDNING

Z-Friction Drape™ är en icke-magnetisk instrumentduk avsedd för att hindra instrument från att falla ner från det sterila området samt att utgöra en "neutral zon" för säker placering och hämtning av vassa föremål.

MATERIAL

Polyester, mjukgjord vinylbeläggning

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Förpackning 40/ask 2 askar/kartong
Antal/kartong 80

VIKT

1.6 ounces (45 g)

MÅTT

10" x 16" (~25 x 41 cm)

PRODUKTNUMMER

1151 Steril (hållbarhet 3 år)

SPÄRBAR TILLVERKNING

Ja

ÅTERANVÄNDBAR

Avsedd för engångsbruk, Endast för engångsbruk

RENGÖRING

Ej tillämpligt

STERILISERINGSMETOD

Gammastrålning

OMSTERILISERING

Ej tillämpligt

CE-MÄRKT

Ej tillämpligt