

Z-Slider®

Publiceringsdatum 26-09-2018

AVSEDD ANVÄNDNING

Z-Slider® är en engångsprodukt för patientförflyttning och avsedd att bidra till att förebygga ryggsador hos sjukvårdspersonalen när de flyttar patienter.

MATERIAL

Lågdensitetspolyetylen, färg Remafin (antistatiskt)

FÖRPACKNING OCH LAGRING

	Typ	Förpackning	Antal/kartong
2102	Rulldispenser	30/ask 2 askar/kartong	60
2104	Asken kan användas som refill iaskar/kartong vägghållare nr 2104-H	10/ask 6	60

VIKT

5 ounces (~142 g)

MÅTT

33" x 39" (~84 x 99 cm)

PRODUKTNUMMER

2102
2104

Osteril

SPÅRBAR TILLVERKNING

Ja

ÅTERANVÄNDBAR

Avsedd för engångsbruk, Får endast användas för en patient (kan dock användas flera gånger för samma patient)

RENGÖRING

Ej tillämpligt

STERILISERINGSMETOD

Ej tillämpligt

OMSTERILISERING

Ej tillämpligt

CE-MÄRKT

Ej tillämpligt

PATENT NUMMER

- USA-registrerat varumärke nr 3,893,179 (Z-Slider®)
- Patentnummer (Utility) 6,675,411

SYMBOLER