

Z-Tray™

Publiceringsdatum 26-09-2018

AVSEDD ANVÄNDNING

Z-Tray™ är en engångsprodukt som är avsedd att användas som en säker plats att placera och hämta instrument utan beröring, vilket minskar risken för skär- och sticksador och överföring av blodburna patogener.

MATERIAL

Högdensitetspolyetylen

FÖRPACKNING OCH LAGRING

	Förpackning	Antal/kartong	
1145	12/ask 2 askar/kartong	24	Steril (hållbarhet 3 år)
1145-NS	50/påse 4 påsar/kartong	200	Osteril

VIKT

~2.2 ounces (~62 g)

MÅTT

11 L x 5 W x 1.8 H inches (28 L x 12,7 B x 4,6 H cm)

PRODUKTNUMMER

1145	Steril (hållbarhet 3 år)
1145-NS	Osteril

SPÅRBAR TILLVERKNING

Ja

ÅTERANVÄNDBAR

Avsedd för engångsbruk, Endast för engångsbruk

RENGÖRING

Ej tillämpligt

STERILISERINGSMETOD

- 1145 är steriliserad med gammastrålning
- 1145-NS kan vara steriliserad med gammastrålning (45kGy maximal) eller etylenoxid

OMSTERILISERING

Ej tillämpligt

CE-MÄRKT

Ej tillämpligt

PATENT NUMMER

USA D538,851

SYMBOLER