



GAMMEX® PI HYBRID

EN LATEXFRI, DPG-FRI HANDSKE SOM ÄR PERFEKT FÖR ALLMÄNKIRURGI

GAMMEX® PI Hybrid är en puderfri operationshandske tillverkad av en unik blandning av syntetiska vävmaterial (polyisopren och polykloropren). Tack vare att den är fri från latexproteiner är den säker att använda för sjukvårdspersonal och patienter som är latexkänsliga (typ I).

GAMMEX® PI Hybrid är ett DPG-fritt polyisoprenalternativ för sjukvårdspersonal med latexallergier och kemiska allergier orsakade av DPG som är ett ökande problem.

Denna nya handske skyddar sjukvårdspersonal och patienter mot ytterligare orsaker till hudreaktioner genom bland annat avsaknad av kasein för att minimera reaktioner mot animaliskt protein, samt en polymerbeläggning utan CPC som eliminerar irritationer på grund av cetylpyridinylklorid (CPC).

GAMMEX® PI Hybrid tillverkas med hjälp av en särskild handskeformare och har en svängd form med större vidd över handen: detta minskar trycket på överbelastade områden som tumbasen och handflatan. Resultatet är god komfort för användaren vilket är särskilt värdefullt under långa operationer. Ansell SureFit™-teknik bidrar till att hindra att kragen rullar ner och ger en bekväm passform.

Handsken är cremefärgad, vilket gör den idealisk som en latexfri lösning för användning av dubbla handskar tillsammans med den gröna GAMMEX® Non-Latex PI Underglove.

PRODUKTBESKRIVNING

MATERIAL	Syntetisk polyisopren och neopren
Färg	Cream
Form	Anatomisk
Krage	SureFit™ technology: Rullad krage med självhäftande band
Utsida	Texturerad, klorerad och silikoniserad
Insida	Polyuretanbelagd och silikoniserad

STORLEK/ARTIKELNUMMER

5.5	340063055	6	340063060
6.5	340063065	7	340063070
7.5	340063075	8	340063080
8.5	340063085	9	340063090

GAMMEX® är det mest innovativa och tekniskt avancerade sortimentet av operationshandskar som finns och ger kirurger, operationssjuksköterskor, operationstekniker och patienter det aktiva skydd och den överlägsna funktion de behöver. Med det breda utbudet av tillgängliga alternativ erbjuder GAMMEX® operationshandskar högsta tänkbara nivå av anpassat skydd mot yttre påfrestningar, allergiska hudreaktioner samt kontamination av bakterier och virus oberoende av den kirurgiska miljön.

Puderfri, steril operationshandske av syntetisk polyisopren och neopren

MD klass IIa
 Registreringsmyndighet: British Standards Institution (0086): MD
 Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten. Endast för engångsbruk. Steril, såvida inte förpackningen är öppnad eller skadad.

Ref-32991-20180420

Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över 13 000 anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar för industri och sjukvård samt i kategorin sexuell hälsa över hela världen. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), Specialty Markets (specialmarknader), samt Sexual Wellness (sexuell hälsa). Information om Ansell och Ansell's produkter finns på www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu