

Vägghållare för boxar

Rostfritt stål

Ett enkelt och mycket hygieniskt sätt att hålla ordning på förpackningar med exempelvis handskar och munskydd. Med hjälp av flyttbara byglar är kartongstället flexibelt vilket gör det anpassningsbart efter kartongstorleken. Tack vare fästplåtarnas utformning lossar man enkelt stället från väggen vid t ex sterilisering. Patent- och mönsterskyddad. Finns för 1-5 kartonger.

1 bygel (art nr: 46 0128-1)

Höjd: 217 mm
Bredd: 161 mm
Djup: 118 mm
Kartongens maximala djup: 95 mm
Kartongens maximala höjd: 140 mm

2 byglar (art nr: 46 0128-2)

Höjd: 387 mm
Bredd: 161 mm
Djup: 118 mm
Kartongens maximala djup: 95 mm
Kartongens maximala höjd: 140 mm

3 byglar (art nr: 46 0128-3)

Höjd: 557 mm
Bredd: 161 mm
Djup: 118 mm
Kartongens maximala djup: 95 mm
Kartongens maximala höjd: 140 mm

4 byglar (art nr: 46 0128-4)

Höjd: 727 mm
Bredd: 161 mm
Djup: 118 mm
Kartongens maximala djup: 95 mm
Kartongens maximala höjd: 140 mm

5 byglar (art nr 460128-5)

Höjd: 944 mm
Bredd: 161 mm
Djup: 118 mm
Kartongens maximala djup: 95 mm
Kartongens maximala höjd: 140 mm



BERNER

MEDICAL

Bröderna Berner AB, Berner Medical, Box 50132, 202 11 Malmö
tfn 040-680 68 00, info@bernermedical.se, www.bernermedical.se