

# Irrigationssystem Aquaflush

Aquaflush irrigationssystem inkluderar fem olika system för att fylla alla patienters olika behov: Compact, Compact+, Lite, Actif & SRC

## Aquaflush Compact

Aquaflush Compact är ett irrigationssystem som är snabbt, enkelt att lära sig och säkert att använda. Compact är utformad för dem som bara behöver en liten mängd vatten vid irrigering.

- 1 Mjuk och silkeslen silikonkona med rundad tip och ögon på sidorna
- 2 Ergonomisk vinkelkoppling för lättare applicering, fullständig tömning och backventil för att förhindra smutsigt vatten att backa tillbaka i slangen eller pumpen
- 3 100 ml mjuk pump, 120 ml tillsammans med förlängningsslangen
- 4 Klick- och färgkopplingar för lätt montering
- 5 Förlängningsslang ingår för extra flexibilitet (ingår i startset och månadsset)
- 6 Necessär för diskret förvaring (ingår i startset)



Artikel nummer	Beskrivning
AFCS	<b>Aquaflush Compact irrigationssystem startset (5 konor)</b> Innehåller: en handpump (100 ml), 5 rektalkonor, 5 avfallspåsar, 5 påsar med glidmedel, en förlängningsslang, en necessär
AFCM	<b>Aquaflush Compact irrigationssystem månadsset (15 konor)</b> Innehåller: en handpump (100 ml), 15 rektalkonor, 15 avfallspåsar, 15 påsar med glidmedel, en förlängningsslang
AFLA	<b>Aquaflush irrigationssystem tillbehörset (15 konor)</b> Innehåller: 15 rektalkonor, 15 avfallspåsar, 15 påsar med glidmedel

**Användning:** 30 dagars användning för pump samt slang, konorna är engångsbruk

## Aquaflush Compact+

Aquaflush Compact + är ett irrigationsystem som är snabbt, enkelt att lära sig och säkert att använda. Compact + är utformad för dem som behöver större mängd vatten vid irrigering men inte lika mycket som med de större påssystemen.

- 1 Mjuk och silkeslen silikonkona med rundad tip och ögon på sidorna
- 2 Ergonomisk vinkelkoppling för lättare applicering, fullständig tömning och backventil för att förhindra smutsigt vatten att backa tillbaka i slangen eller pumpen
- 3 200 ml mjuk pump, 220 ml tillsammans med förlängningsslangen
- 4 Necessär för diskret förvaring (ingår i startset)
- 5 Klick- och färgkopplingar för lätt montering
- 6 Förlängningsslang ingår för extra flexibilitet (ingår i startset och månadsset)



Artikel nummer	Beskrivning
AFCPS	<b>Aquaflush Compact+ irrigationsystem startset (5 konor)</b> Innehåller: en handpump (200 ml), 5 rektalkonor, 5 avfallspåsar, 5 påsar med glidmedel, en förlängningsslang, en necessär
AFCPM	<b>Aquaflush Compact+ irrigationsystem månadsset (15 konor)</b> Innehåller: en handpump (200 ml), 15 rektalkonor, 15 avfallspåsar, 15 påsar med glidmedel, en förlängningsslang
AFLA	<b>Aquaflush irrigationsystem tillbehörset (15 konor)</b> Innehåller: 15 rektalkonor, 15 avfallspåsar, 15 påsar med glidmedel

**Användning:** 30 dagars användning för pump samt slang, konorna är engångsbruk

## Aquaflush Lite

Aquaflush Lite är ett enkelt irrigationssystem för patienter med behov av större mängd vatten. Systemet är utrustat med enkla färg- och klickkopplingar samt vinkelkoppling och engångskonor för enkel applicering. Passar bra för patienter som inte bör använda en kateter med ballongkuff, exempelvis LARS-patienter.

- 1 Mjuk och silkeslen silikonkona med rundad tip och ögon på sidorna
- 2 Necessär för diskret förvaring (ingår i startset)
- 3 1,2 liter vattenpåse med integrerad termometer.
- 4 Handpump för att självständigt kontrollera vattenflödet då påsen är placerad i golvställningen (ingår i varje startset)
- 5 Kran för manuell kontroll av vattenflödet
- 6 Ergonomisk vinkelkoppling för lättare applicering, fullständig tömning och backventil för att förhindra smutsigt vatten att backa tillbaka i slangen eller pumpen, klick- och färgkopplingar för lätt montering



Artikel nummer	Beskrivning
<b>AFLS</b>	<b>Aquaflush Lite irrigationssystem statset (7 konor)</b> Innehåller: en vattenpåse med pump, 7 rektalkonor, 7 avfallspåsar, 7 påsar med glidmedel, en förlängningsslang, en necessär
<b>AFLM</b>	<b>Aquaflush Lite irrigationssystem månadsset (16 konor)</b> Innehåller: en vattenpåse med pump, 16 rektalkonor, 16 avfallspåsar, 16 påsar med glidmedel, en förlängningsslang
<b>AFLA</b>	<b>Aquaflush irrigationssystem tillbehörset (15 konor)</b> Innehåller: 15 rektalkonor, 15 avfallspåsar, 15 påsar med glidmedel

**Användning:** 30 dagars användning för pump, vattenpåse samt slangar, konorna är engångsbruk

# Aquaflush Actif

(barn och stoma)

Aquaflush Actif är en unik produkt för barn och stomipatienter. Actif har en kona som är utformad för att passa båda patientgrupperna.

- 1 Mjuk och silkeslen silikonkona med rundad tip och ögon på sidorna
- 2 Necessär för diskret förvaring (ingår i startset)
- 3 1,2 liter vattenpåse med integrerad termometer
- 4 Handpump för att självständigt kontrollera vattenflödet då påsen är placerad i golvställningen (ingår i varje startset)
- 5 Kran för manuell kontroll av vattenflödet
- 6 Ergonomisk vinkelkoppling för lättare applicering, fullständig tömning och backventil för att förhindra smutsigt vatten att backa tillbaka i slangen eller pumpen, klick- och färgkopplingar för lätt montering



Artikel nummer	Beskrivning
AFAS	<b>Aquaflush Actif irrigationsystem startset (5 små konor)</b> Innehåller: en vattenpåse med pump, 5 rektalkonor, 5 avfallspåsar, 5 påsar med glidmedel, en förlängningsslang, en necessär
AFAM	<b>Aquaflush Actif irrigationsystem månadsset (15 små konor)</b> I Innehåller: en vattenpåse med pump, 15 rektalkonor, 15 avfallspåsar, 15 påsar med glidmedel, en förlängningsslang
AFSC	<b>Aquaflush Actif irrigationsystem tillbehörset (15 små konor)</b> Innehåller: 15 rektalkonor, 15 avfallspåsar, 15 påsar med glidmedel

**Användning:** 30 dagars användning för pump, vattenpåse samt slangar, konorna är engångsbruk

# Aquaflush SRC

## Self Retaining Cone

Aquaflush Self Retaining Cone (SRC) är framtagen för att passa patienter med begränsad hand-, rörelse- och balanskapacitet, eller är i behov av assistans. Kateterns mjuka kronblad håller den på plats under hela irrigationen. Detta passar patienter som varken bör eller vill använda sig av en expanderand ballongkuff.

Aquaflush SRC systemet har alla funktioner som Lite-systemet, men med SRC-konan med dess unika egenskaper:

- 1 Mjuka, flexibla kronblad för enkel applicering och fixering under irrigationen
- Rundad tip och ögon för bekväm irrigation, 100% silicon av medicinsk kvalitet – mjuk och silkeslen
- 2 1,2 liter vattenpåse med integrerad termometer



Fullt kompatibel med alla produkterna i sortimentet

Artikel nummer	Beskrivning
AFSRCS	<b>Aquaflush SRC irrigationsystem startset (5 konor)</b> Innehåller: en vattenpåse med pump, 5 konor med kronblad, 5 avfallspåsar, 5 påsar med glidmedel, en förlängningsslang, en necessär
AFSRM	<b>Aquaflush SRC irrigationsystem månadsset (15 konor)</b> Innehåller: en vattenpåse med pump, 15 konor med kronblad, 15 avfallspåsar, 15 påsar med glidmedel, en förlängningsslang
AFSRCA	<b>Aquaflush SRC irrigationsystem tillbehörset (15 konor)</b> Innehåller: 15 konor med kronblad, 15 avfallspåsar, 15 påsar med glidmedel

**Användning:** 30 dagars användning för pump, vattenpåse samt slangar, konorna är engångsbruk

Utgåva 2023-03-28