
OXMED STOMIPRODUKTER

PRODUKTKATALOG



Komfort som varar längre.
Värde i vardagen.


BERNER
MEDICAL

Skapa värde.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN

Zensetiv tillbehör	3
Oxmeds basplattor	4
Oxmeds stomipåsar	5
Zensiv kolostomi 1-dels slutna påsar - produktöversikt	6
Zensiv kolostomi 1-dels slutna påsar - artiklar på TLV	7
Zensiv ileostomi 1-dels tömbara påsar - produktöversikt	8
Zensiv ileostomi 1-dels tömbara påsar - artiklar på TLV	9
Zensiv urostomi 1-dels påsar - produktöversikt	10
Zensiv urostomi 1-dels påsar - artiklar på TLV	11
Kontaktuppgifter	12





TILLBEHÖR

TILLBEHÖR SOM STÖDJER RUTINER.
MED FOKUS PÅ KOMFORT OCH ENKELHET.



A2010
Zensetiv
Hudskyddsring



A2011
Zensetiv
Hudskyddsring

A2015
Zensetiv
Halvmånehäfta



A2016
Zensetiv
Halvmånehäfta



ASP275
Zensetiv
Silkonförband



ASP2100
Zensetiv
Silikonförband




A2020
Zensetiv
Absorberande påsar

TLV nr.	Artikel nr.	Beskrivning	Storlek	Antal/fp	AIP/fp	AUP/fp
731054	A2010	Hydrokolloid hudskyddsring	Dia. 50 mm 2,5 mm tjock	20	150,36	182,60
731055	A2011	Hydrokolloid hudskyddsring	Dia. 50 mm 4 mm tjock	20	150,36	182,60
731050	A2015	Hydrokolloid halvmånehäfta	120 mm	20	138,35	169,29
731051	A2016	Mikroporös havlmånehäfta	120 mm	20	138,35	169,29
731053	ASP275	Silikon självhäftande förband	75 x 75 mm	20	269,31	314,40
731052	ASP2100	Silikon självhäftande förband	100 x 100 mm	20	269,31	314,40
731157	A2020	Absorberande portionspåsar		90	287,72	334,79

Vill du skapa verkligt värde? Börja med basen.
Vi erbjuder ett sortiment av basplattor som möter olika behov.


Att känna sig trygg med sin stomipåse är något som varje stomibärare önskar. Det är därför Oxmed har utvecklat och designat basplattor med en enastående vidhäftningsförmåga. Basplattorna är mycket flexibla och samtidigt skonsamma mot huden, tack vare hydrokolloidens sammansättning. De innehåller inga ingredienser av animaliskt ursprung.

Basplattorna, som består av 100 procent hydrokolloid, ger en säker passform, skyddar huden och absorberar fukt. En extra fördel är att basplattan inte behöver värmas upp före applicering. Det sparar tid för stomibäraren och bidrar till ökad trygghet. Ytterligare en fördel är den bekväma borttagningen som stomibärare upplever med Oxmed. Basplattan lossnar i ett helt stycke, utan att lämna några rester på huden.



Ultra-light plan hydrokolloid basplatta

Mycket flexibel, tunn och kraftfull basplatta. Ultra-light-plattan fäster snabbt mot huden och sitter säkert på plats, utan att behöva värmas upp först. Tack vare sin flexibilitet är plattan nästintill omärkbar när den bärs. Den starka vidhäftningsförmågan och den höga absorptionskapaciteten gör den till ett utmärkt val för dig som söker lång bärtid utan att ge avkall på komforten. Plattan är lätt att ta bort och lämnar tack vare sin sammansättning inga rester av hydrokolloid på huden.



Plan hydrokolloid skumplatta

Denna hudvänliga skumplatta, tillverkad av 100 procent hydrokolloid med ett extra skumlager, passar för stomibärare med känslig hud. Skumplattan absorberar fukt, anpassar sig enkelt efter kroppen och är dessutom lätt att ta bort. Det mjuka skumlagret upplevs som mycket bekvämt att bära, tack vare den lyxiga känslan i materialet och den höga kvaliteten på ingredienserna.




Plan hydrokolloid skumplatta med häftkant

Kombinationen av hypoallergen häfta och hydrokolloid är ett pålitligt val för stomibärare som söker trygghet. Den fäster bra, lossnar smidigt och ger en känsla av frihet tack vare häftkanten, under användning. En pålitlig följeslagare i vardagen.



Soft konvex hydrokolloid basplatta

Den mjuka konvexa basplattan, med ett djup på 6 millimeter, passar personer med en stomi som är i nivå med huden, är indragen, vinklad eller omges av ojämn peristomal hud. Den följsamma formen kan placeras perfekt. Den säkra vidhäftningen och flexibiliteten hjälper till att minska läckage och förebygga hudirritation. Tack vare sin flexibilitet följer den hudens rörelser och känns bekväm i alla lägen. Den upplevs som behaglig tack vare det lätta trycket.



Konvex hydrokolloid basplatta

Den konvexa basplattan är relativt fast och har ett djup på 6 millimeter. En utmärkt lösning för en stomi som sitter i eller under hudplan. Den ger det tryck som krävs utan att belasta huden och buken i övrigt. Basplattan har mycket god vidhäftning och hög absorptionsförmåga.


Oxmeds påsar - **utformade för komfort varje dag**

Att skapa värde börjar med att förstå de utmaningar som personer med stomi ofta möter. Hudproblem, läckage och svårigheter att släppa ut luft är mycket vanliga och välkända problem för stomibärare och vårdpersonal. Med Oxmeds produkter vill vi bidra positivt till stomibärares vardag.




Integrerad luftningsventil

Ballooning och pancaking är vardagliga problem för personer med stomi. Oxmed erbjuder en innovativ funktion för att hantera dessa gasrelaterade utmaningar. Den användarvänliga, integrerade luftningsventilen möjliggör snabbt och diskret utsläpp av överskottsluft från påsen, eller insläpp av luft vid behov.



Filter

Obehaglig lukt är en vanlig oro för stomibärare. Oxmeds påsar är utrustade med ett stort, aktivt kolfilter som effektivt neutraliserar gaser när de lämnar påsen, vilket hjälper användaren att känna sig tryggare. Ett skyddande Gore-Tex-lager säkerställer att filtret inte påverkas av vatten.



Inspektionslucka

Stomipåsarna har en inspektionslucka som gör det möjligt att kontrollera både stomin och utsöndringen. Detta är till stor hjälp vid applicering av påsen för att säkerställa att den placeras korrekt.



Lava Black påsar


Utöver de beige påsarna erbjuder vi även stilrena svarta påsar. Den moderna och eleganta ”Lava Black”-kollektionen är utformad för att möta önskemålen hos många stomibärare. Möjligheten att välja färg ger ett extra mervärde för stomibärare som föredrar att matcha påsen med sina underkläder, eller helt enkelt för dem som föredrar svart.



Material

Oxmeds påsar är tillverkade av ett mycket mjukt, andningsbart och vattenavvisande tyg. Materialet känns behagligt mot huden och torkar snabbt efter dusch.

Filmlagret i påsarna har en mycket effektiv luktbarriär som hindrar lukt från att tränga igenom filmen. Det döljer innehållet diskret och gör det mindre synligt. Påsens film är dessutom utformad för att vara tyst, vilket ger komfort och trygghet i vardagen. Med sin mjuka känsla och fina kvalitet ger den inte bara pålitlighet – utan också en bekväm passform.



Kolostomi - NYTT SORTIMENT!

- Den integrerade luftningsventilen i de slutna påsarna är ett fantastiskt sätt att lösa ballooning och pancaking (gashanteringsproblem).
- Det stora kolfiltret neutraliserar lukt och kan rena stora mängder gas. Det innebär att gasen kan vara luktfri när den passerar ut genom filtret.
- Utöver de beige kolostomipåsarna erbjuder vi även snygga kolostomipåsar i Lava Black.

Kolostomi Zensiv 1-delsprodukter | Ultra-light plan hydrokolloid basplatta





Kolostomi Zensiv 1-delsprodukter | Plan hydrokolloid skumplatta





Kolostomi Zensiv 1-delsprodukter | Plan hydrokolloid skumplatta med häftkant





Kolostomi Zensiv 1-delsprodukter

Soft konvex hydrokolloid basplatta




Konvex hydrokolloid basplatta




Ultra-light plan hydrokolloid basplatta

TLV nr.	Artikel nr.	Stoma ø	Ventil	Filter	Inspek-tionslucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige								
732976	C1NB108V-HC-30	10-80 mm	✓	✓	✓	30	584,75	663,90
Svart								
732977	C1NZ10-30	10-60 mm		✓	✓	30	584,75	663,90
732978	C1NZ10V-HC-30	10-60 mm	✓	✓	✓	30	584,75	663,90

Plan hydrokolloid skumplatta

TLV nr.	Artikel nr.	Stoma ø	Ventil	Filter	Inspek-tionslucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige								
732979	C1NB10V	10-60 mm	✓	✓	✓	20	385,02	442,60
732985	C1NB29V	29 mm	✓	✓	✓	20	385,02	442,60
732986	C1NB32V	32 mm	✓	✓	✓	20	385,02	442,60
732987	C1NB38V	38 mm	✓	✓	✓	20	385,02	442,60
Svart								
732982	C1NZ10V	10-60 mm	✓	✓	✓	20	385,02	442,60

Plan hydrokolloid skumplatta med häftkant


TLV nr.	Artikel nr.	Stoma ø	Ventil	Filter	Inspek-tionslucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige								
732983	C1PB10	10-60 mm		✓	✓	20	385,02	442,60
732984	C1PB10V-30	10-60 mm	✓	✓	✓	30	584,75	663,90

Soft konvex hydrokolloid basplatta

TLV nr.	Artikel nr.	Stoma ø	Ventil	Filter	Inspek-tionslucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige								
732969	C1SCMB10V	10-38 mm	✓	✓	✓	10	364,89	420,30
732971	C1SCLB10V	10-45 mm	✓	✓	✓	10	364,89	420,30
Svart								
732970	C1SCMZ10V	10-38 mm	✓	✓	✓	10	364,89	420,30
732972	C1SCLZ10V	10-45 mm	✓	✓	✓	10	364,89	420,30

Konvex hydrokolloid basplatta

TLV nr.	Artikel nr.	Stoma ø	Ventil	Filter	Inspek-tionslucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige								
732973	C1CMB10V	10-38 mm	✓	✓	✓	10	364,89	420,30
732975	C1CLB10V	10-45 mm	✓	✓	✓	10	364,89	420,30
Svart								
732974	C1CMZ10V	10-38 mm	✓	✓	✓	10	364,89	420,30



Ileostomi

- Den integrerade luftningsventilen i de slutna påsarna är ett fantastiskt sätt att lösa ballooning och pancaking (gashanteringsproblem).
- Ventilen gör det möjligt att spola påsen under användning med hjälp av en spolflaska.
- Det stora kolfiltret neutraliserar lukt och kan rena stora mängder gas. Det innebär att gasen kan vara luktfri när den passerar ut genom filtret.
- De tömbara påsarna finns tillgängliga i beige och Lava Black.

Ileostomi Zensiv 1-delsprodukter | Ultra-light plan hydrokolloid basplatta





Ileostomi Zensiv 1-delsprodukter | Plan hydrokolloid skumplatta

Påse MINI (250 ML)









Ileostomi Zensiv 1-delsprodukter | Konvex hydrokolloid basplatta





Ileostomi Zensiv 1-delsprodukter | Post-op påse med ultra-light basplatta





Ultra-light plan hydrokolloid basplatta

TLV nr.	Artikel nr.	Stomi ø	Förslutning	Ventil	Filter	Inspek-tionslucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige									
731219	D1NB10X	10-80 mm	Kardborre		✓	✓	20	569,19	646,66
731262	D1NB10XV	10-80 mm	Kardborre	✓	✓	✓	20	569,19	646,66

Plan hydrokolloid skumplatta

TLV nr.	Artikel nr.	Stomi ø	Förslutning	Ventil	Filter	Inspek-tionslucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige									
731214	D1FB10XV	10-80 mm	Kardborre	✓	✓	✓	20	569,19	646,66
731213	D1NB25XV	25 mm	Kardborre	✓	✓	✓	20	569,19	646,66
731212	D1NB32XV	32 mm	Kardborre	✓	✓	✓	20	569,19	646,66
731208	D1NB38XV	38 mm	Kardborre	✓	✓	✓	20	569,19	646,66

Plan hydrokolloid skumplatta MINI


TLV nr.	Artikel nr.	Stomi ø	Förslutning	Ventil	Filter	Inspek-tionslucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige									
731211	M1NB10X	10-50 mm	Kardborre		✓	✓	20	569,19	646,66

Konvex hydrokolloid basplatta

TLV nr.	Artikel nr.	Stomi ø	Förslutning	Ventil	Filter	Inspek-tionslucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige									
731217	D1CMB10XV	Kardborre	10-38 mm	✓	✓	✓	10	419,95	481,30
731218	D1CLB10XV	Kardborre	10-45 mm	✓	✓	✓	10	419,95	481,30

Post-op påse Ultra-light basplatta

TLV nr.	Artikel nr.	Stomi ø	Förslutning	Utlopp	Filter	Åtkomst-lucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige									
731269	P1NT10	10-100 mm	Kardborre	Tapp		✓	10	624,64	708,10



Urostomi

- En nattpåse eller benpåse för urin kan enkelt anslutas till urostomipåsarnas säkra och användarvänliga tapp, utan att en förlängningskoppling behövs.
- Backventilen i våra urostomipåsar förhindrar att urin flödar tillbaka mot stomin. Risken för läckage är minimal, även när man ligger ner.
- Utöver de beige urostomipåsarna erbjuder vi även snygga påsar i Lava Black.

Urostomi Zensiv 1-delsprodukter | Ultra-light plan hydrokolloid basplatta





Urostomi Zensiv 1-delsprodukter | Plan hydrokolloid skumplatta





Urostomi Zensiv 1-delsprodukter | Plan hydrokolloid skumplatta med häftkant





Ultra-light plan hydrokolloid basplatta

TLV nr.	Artikel nr.	Stomi ø	Utlopp	Inspektions-lucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige							
731265	U1NB10F	10-60 mm	Tapp	✓	15	360,56	415,50

Plan hydrokolloid skumplatta

TLV nr.	Artikel nr.	Stomi ø	Utlopp	Inspektions-lucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige							
731263	U1FB10F	10-60 mm	Tapp	✓	15	360,56	415,50
731266	U1NB25F	25 mm	Tapp	✓	15	360,56	415,50
731268	U1NB32F	32 mm	Tapp	✓	15	360,56	415,50
731264	U1NB38F	38 mm	Tapp	✓	15	360,56	415,50

Plan hydrokolloid skumplatta med häftkant

TLV nr.	Artikel nr.	Stomi ø	Utlopp	Inspektions-lucka	Antal/fp	AIP/fp SEK	AUP/fp SEK
Beige							
731267	U1PB10F	10-60 mm	Tapp	✓	15	360,56	415,50



ÄR DET NÅGOT DU UNDRAR ÖVER? VI HJÄLPER DIG GÄRNA!

Norra Sverige
Bettina Rosenberg
073-383 39 38
bettina.rosenberg@bernercompany.com

Mellersta Sverige
Maria Solvik
073-640 48 53
maria.solvik@bernercompany.com

Södra Sverige
Sara Sandrén
070-914 16 60
sara.sandren@bernercompany.com

Berner Medical är en pålitlig partner för vårdpersonal. Vi förbättrar livskvaliteten genom att erbjuda lösningar som stöder människors välbefinnande och funktionsförmåga. Vi betjänar offentlig och privat hälso- och sjukvård, omsorgssektorn och företag specialiserade på professionell rengöring. Våra styrkor är ett omfattande produktsortiment, leveranssäkerhet, produktutbildning och tvärvetenskaplig expertis.

Besök oss gärna på www.bernermedical.se

BMSEPK2-10/2026

BERNER
MEDICAL